

KAdermin REPAIR Afta

REF

ENT37

Instrucțiuni de utilizare

KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte

Dispozitiv medical

15ml

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, deoarece conțin informații importante pentru pacient privind utilizarea dispozitivului medical **KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte**, apoi păstrați-le pentru a le putea reciti, dacă va fi necesar.

1. Ce este KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte?

KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte este un dispozitiv medical sub formă de gel protector, utilizat pentru a crea o peliculă protectoare pe suprafața mucoasei bucale, care izolează zona afectată de eroziuni sau ulcerări cauzate de factori iritanți. Ameliorează simptomele, inclusiv senzația de arsură și durere cauzate de ulcerările bucale și susține procesul adecvat de regenerare a epitelului din cavitatea bucală.

Produsul este recomandat și în cazul leziunilor minore și abraziunilor mucoasei bucale provocate de proteze dentare sau aparate ortodontice.

Produsul este destinat copiilor începând cu vârsta de 1 an și adulților.

2. Care este scopul utilizării KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte?

Stomatita aftoasă este o afecțiune frecventă a mucoasei bucale, care constă în apariția periodică a uneia sau mai multor eroziuni sau ulcerări dureroase, acoperite cu un strat fibrinos și înconjurate de o zonă de inflamație. Aceste leziuni sunt cel mai adesea localizate pe mucoasa mobilă, nekeratinizată a obrazilor, buzelor, planșeului bucal, arcurilor palatine și palatului moale. Apariția ulcerărilor bucale este precedată de simptome percepute de pacienți sub formă de furnicături și senzație de arsură.

KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte este recomandat în următoarele cazuri:

- afte mici (afte Mikulicz) - leziunea este o eroziune foarte dureroasă cu dimensiunea până la 10 mm, unică sau multiplă, care dispare fără a lăsa cicatrici în 7-14 zile;
- ulcerări bucale de tip herpetiform - apar sub forma unor numeroase eroziuni mici, adesea foarte dureroase, răspândite în întreaga cavitate bucală și care se vindecă în câteva zile sau săptămâni.

Dispozitivul medical poate fi utilizat și în cazul ulcerărilor bucale care apar ca simptom al unor sindroame patologice, cum ar fi:

- boala Behçet - ulcerările bucale sunt asemănătoare celor recurente obișnuite și se vindecă spontan, în general în decurs de 2 săptămâni, fără a lăsa cicatrici. Sunt dureroase și apar de obicei pe limbă, gingii sau pe mucoasa bucală a obrazilor.

Datorită proprietăților sale de barieră și conținutului de acid hialuronic, **dispozitivul medical KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte** acoperă zona iritată a mucoasei bucale, izolând-o de iritanții mecanici și chimici, ameliorând simptomele dureroase - inclusiv senzația de arsură - și susținând regenerarea adecvată a epitelului cavității bucale.

3. Doze și mod de utilizare

KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte trebuie utilizat conform instrucțiunilor de utilizare. În caz de orice nelămuriri, consultați medicul.

Dispozitivul medical este destinat copiilor începând cu vârsta de 1 an și adulților.

Doze:

Utilizați produsul de 3 până la 4 ori pe zi, după mese.

Mod de utilizare:

Preparat pentru uz topic la nivelul mucoasei bucale. Spălați-vă bine pe mâini înainte de utilizare. Cu ajutorul aplicatorului, aplicați o cantitate mică de gel (1-2 picături) pe zona afectată din cavitatea bucală, evitând contactul direct al aplicatorului cu leziunea. Dacă leziunea este dificil de accesat, produsul poate fi aplicat folosind un tampon de tifon steril sau un deget curat. Imediat după aplicare, evitați atingerea zonei cu limba timp de cel puțin 3 minute, pentru a permite formarea peliculei protectoare. Nu clătiți gura, nu consumați lichide și nu mâncați timp de cel puțin 30-60 de minute.

Utilizați **KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte** numai până la remisiunea simptomelor și pentru o perioadă maximă de 14 zile.

4. Precauții

Dacă nu se observă nicio ameliorare în decurs de 14 zile sau dacă simptomele se agravează, opriți utilizarea produsului și consultați un medic.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest produs.

Din motive de igienă și pentru a evita transmiterea infecțiilor, se recomandă ca produsul să fie utilizat doar de o singură persoană.

Nu utilizați produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj sau dacă ambalajul este deteriorat.

5. Contraindicații

Hipersensibilitate (alergie) la oricare dintre componentele produsului.

Nu utilizați în ochi sau în interiorul urechii.

Nu utilizați în cazul ulcerărilor bucale mari (ulcerări dureroase cu dimensiunea de 10-20 mm).

Nu utilizați în cazul formelor clinice severe de aftoză recurentă (eroziuni sau ulcerări dureroase care se vindecă parțial, dar apar din nou în alte zone, cu dimensiunea între 5 și 10 mm).

6. Condiții de păstrare:

A se păstra în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între 15-25°C.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

KAdermin REPAIR Afta

REF ENT37

Instrucțiuni de utilizare
KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte

Dispozitiv medical
15ml

KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte

7. Compoziție

Substanța activă: hialuronat de sodiu cu greutate moleculară mare

Celelalte componente: apă purificată, glicerină, xilitol, hidroxietilceluloză, clorură de benzaconiu, sorbat de potasiu, edetat disodic, aromă de mentă, aromă de lămâie

8. Conținutul ambalajului

KAdermin REPAIR Afta Gel pentru afte este ambalat într-un tub din plastic care conține 15 ml de gel.

Ambalajul unitar conține: cutie din carton, tub de 15 ml cu supratipar și instrucțiuni de utilizare.



Gofarm Sp. z o.o.
Sp.k. Górników street 21/26 30-819
Cracovia, Polonia www.gofarm.pl

Fabricat pentru:

MBA Pharma Innovation S.R.L., Loc. București, str. Calea Mosilor, nr. 158, et. 6, biroul 7, sector 2



Explicația simbolurilor utilizate pe ambalaj:

	Fabricantul
	Data de expirare
	Număr lot
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	Limită de temperatură
	Număr catalog



MBA Pharma

Innovation for patient treatment