

Ghid rapid de utilizare - Medicube Age-R Booster Pro

Medicube Age-R Booster Pro este un dispozitiv de ingrijire 6-in-1, creat pentru a imbunatati elasticitatea pielii, conturarea fetei si absorbtia produselor de ingrijire. Moduri principale: Booster (Electroporatie): Absorbție eficienta a produselor. MC (Microcurrent): Redefinire a liniilor faciale. Derma Shot (EMS): Tonifiere a muschilor faciali. Air Shot (Micro-impulsuri electrice): Elasticitate imbunatatita a porilor. Culori LED: Albastru: Pori/sebum. Portocaliu: Iluminare. Verde: Volumizare. Rosu: Elasticitate. Violet: Intensificarea efectului produselor cosmetice. **Utilizare:** Porniti dispozitivul tinand apasat butonul timp de 2 secunde. Apasati scurt pentru a schimba modurile. Ajustati intensitatea dupa preferinte, incepand de la nivelul 1 si crescand treptat nivelul. Folositi cu produsele obisnuite de ingrijire. Frecventa recomandata: Booster, MC, Derma Shot: 1-3 ori/zi. Air Shot: 2-3 ori/saptamana. Evitati utilizarea pe zona uvulara.

Importator / Distribuitor: SC ONE MASTER DISTRIBUTION SRL

Str. B-dul Regele Mihai I, nr.118, Baia Mare, Romania, service@onemd.ro