

## Introducere

Felicitări pentru achiziția dvs. și bine ați venit la JTF! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de JTF, vizitați-ne la [www.jtforal.com](http://www.jtforal.com)

## Introducere produs

- ① Cap periută
- ② Mânerul periutei de dinți
- ③ Comutator pornire/oprire/modalitate
- ④ Curățare
- ⑤ Sensibil
- ⑥ Refresh
- ⑦ Masaj
- ⑧ Albire
- ⑨ Indicator de încărcare



## Introducerea funcției

Produsul are următoarele caracteristici funcționale:

### Cronometru de oprire de 2 minute

Când periajul durează 2 minute, periuta de dinți se va opri automat, indicând că timpul de periaj este suficient.

### Memento de schimbare a zonei de 30 de secunde

Periuta de dinți funcționează cu o scurtă pauză la fiecare 30 de secunde, amintindu-vă să schimbați zona de periaj pentru a vă asigura că vă curățați gura uniform și complet.

### Anti-sling

Periile vor vibra încet la pornire pentru a preveni împrăștierea pastei de dinți înainte ca aceasta să intre în gură.

### Autoadaptare

Când vă spălați dinții prea tare, periuta de dinți va reduce automat vibrația pentru a evita rănirea dinților pe care să schimbați zona de periaj pentru a vă asigura că curățați gura uniform și complet.

## Specificațiile produsului

Denumirea produsului    Periută de dinți electrică sonică JTF

Model P100

Timp de încărcare 2,5 ore

Corp rezistent la apă grad IPX7

Tensiune nominală / putere (mâner) 3.7v===1.5w

Metoda de încărcare Încărcare USB de tip C

Bateria a durat 60 de zile odată încărcată complet

Specificațiile bateriei Baterie litiu/600mAh

### **Instrucțiuni de operare**

#### **Metoda de utilizare:**

- 1.Trebuie să fie complet încărcată la prima utilizare sau să nu fie utilizată mai mult de 3 luni.
- 2.Comutator de mod: porniți periuța de dinți și apoi continuați să faceți clic pe buton în termen de 5 secunde poate schimba modurile. Apăsăți lung butonul pentru a opri alimentarea; dacă nu există nici o operațiune timp de 5 secunde, de asemenea, poate fi oprit cu un clic al butonului.
- 3.Pentru a preveni stropirea spumei de pastă de dinți, vă rugăm să opriți periuța de dinți înainte de a scoate din gură.
- 4.Periuța de dinți va face pauză la fiecare 30 de secunde pentru a vă reaminti să curățați următoarea zonă orală. Când periuța de dinți se oprește automat, înseamnă că timpul de periaj recomandat a fost atins.
- 5.După ce ați terminat de periat dinții, vă rugăm să clătiți capul periuței de dinți curat.

#### **Instalarea și îndepărtarea capului periuței:**

- 1.Instalarea capului periuței de dinți

La instalarea capului periuței, aliniați partea frontală a capului periuței cu partea frontală a mânerului, introduceți arborele de transmisie al mânerului în orificiul din partea inferioară a capului periuței, și împingeți-l ușor cu forță. Este normal să lăsați un spațiu de 0,5 mm între partea inferioară a capului periei și capătul superior al mânerului.

#### **Față în față**

**instalat pe verticală Spațiu de 0,5 mm**

- 2.Scoateți capul periei

Când scoateți capul periei, aplicați ușor forță și scoateți-l pe verticală.

\* Sfaturi: Se recomandă înlocuirea periuței de dinți îndepărtați capul la fiecare 3 luni

#### **Instrucțiuni de încărcare:**

- 1.Când bateria este descărcată, indicatorul de încărcare va clipi cu lumină roșie.

2. Conectați produsul la interfața cablului de încărcare pentru a-l încărca.

3. Lumina roșie rămâne aprinsă în timpul procesului de încărcare a periuței de dinți și devine verde după finalizarea încărcării.

\* Sfaturi: Este nevoie de aproximativ 2,5 ore pentru a încărca complet periuța de dinți electrică

**Indicator de încărcare:** 1. Baterie descărcată  
2. Complet încărcată

### **Descriere garanție**

#### **Stimate utilizator**

În primul rând, vă mulțumim foarte mult pentru că ați ales periuța de dinți electrică JTF, ceea ce ne oferă posibilitatea de a vă oferi servicii de calitate. Pentru a vă face să utilizați produsul mai bine, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual după cumpărare și să îl păstrați în mod corespunzător pentru a evita pierderile.

#### **Termeni de garanție:**

1. Garanția în timpul perioadei de garanție este calculată de la data achiziției.
2. De la data achiziției, defecțiunile cauzate de factori non-umani pot beneficia de servicii de întreținere gratuite pentru întreaga mașină în termen de 1 an.
3. Vă rugăm să furnizați ID-ul comenzii de cumpărare în timpul perioadei de garanție.
4. În una dintre următoarele circumstanțe, chiar și în timpul perioadei de garanție, aceasta nu poate fi tratată ca o garanție:

Defecțiuni cauzate de forță majoră (factori externi precum incendiu, cutremur, taifun, inundație sau război)

Deteriorări ale aspectului, cum ar fi cicatrici și pete generate în timpul utilizării.

Defecțiuni cauzate de autodezasamblare, dez asamblare și întreținere.

Utilizarea de accesorii care nu sunt originale JTF conduce la defectarea produsului sau la accidente.

Pierderea consumabilelor precum perii și accesorii, altele decât corpul principal.

Defecțiuni cauzate de utilizarea în afara gospodăriilor obișnuite (cum ar fi în activități comerciale).

#### **Garanție și asistență**

Dacă aveți nevoie de asistență pentru produs,

vă rugăm să vizitați [www.jtforal.com](http://www.jtforal.com) sau să ne trimiteți un e-mail la [support@jtforal.com](mailto:support@jtforal.com)