

Introducere

Felicitări pentru achiziția dvs. și bine ați venit la JTF! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de JTF, vizitați-ne la www.jtforal.com

Figura introducere

- ① Cap de perie
- ② Mânerul periuței de dinți
- ③ Pornire/oprire
- ④ Curățare
- ⑤ Sensibilă
- ⑥ Reîmprospătare
- ⑦ Masaj
- ⑧ Albire
- ⑨ Indicator de încărcare



Caracteristici

Moduri de periaj

Periuța dvs. de dinți electrică este echipată cu 5 moduri diferite (prezentate conform figurii introductive)

Pentru a comuta între modurile de periaj:

- Apasă o dată butonul de pornire pentru a porni periuța de dinți
- Apăsați a doua oară pentru a schimba modul de periaj
- Apasă mai mult de 5 secunde pentru a opri

Smartimer

Smartimer indică faptul că ciclul de periaj este complet prin oprirea automată a periuței de dinți la sfârșitul ciclului de periaj. Profesioniștii dentare recomandă periajul nu mai puțin de 2 minute de două ori pe zi.

Quadpacer

Quadpacer este un interval care are o scurtă pauză la fiecare 30secunde pentru a vă reaminti să vă periați cele 4 secțiuni ale gurii în mod uniform și complet.

Încărcător

- 1.Stație de încărcare wireless USB.
- 2.Încărcarea de 10 ore poate fi utilizată timp de 2 luni.

Cap de periere

- 1.Clățiți capul periei și periile după fiecare utilizare.
- 2.Scoateți capul periei din mâner și clățiți conexiunea capului periei cu apă caldă cel puțin o dată pe săptămână.
- 3.Înlocuiți capetele de perie JTF la fiecare 3 luni pentru a obține rezultate optime. Utilizați numai capete de perie JTF compatibile cu mânerul JTF seria P200.

Restricții privind garanția

Termenii de garanție nu acoperă următoarele:

--Tepe de perie

--Deteriorări cauzate de utilizarea de piese de schimb neautorizate

--Deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, abuz, neglijență, modificări sau reparații neautorizate

Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau asistență, vă rugăm să vizitați www.jtforal.com or sau să ne trimiteți un e-mail la support@jtforal.com