

DUȘUL BUCAL WATERPIK WF-26/27 (pentru detalii complete vă rugăm să urmăriți figurațiile din cartea produsului.)

FELICITĂRI! Alegând modelul WF-26/27 sunteți pe drumul cel bun pentru o igienă orală corectă și gingii mai sănătoase. Dovezile clinice arată clar faptul că dușul bucal Waterpik îndepărtează placa dentară din zonele interdentare și de sub linia gingiei cu ajutorul combinației ideale dintre presiunea apei și pulsații. Vă mulțumim ca ați ales **Waterpik WF-26/27**.

IMPORTANT! CÂND FOLOȘIȚI PRODUSE ELECTRICE TREBUIE SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE REGULI, ÎN SPECIAL CÂND AVEȚI ÎN PEAJMĂ COPII.

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE FOLOSIRE

PERICOLE!

- Nu țineți cablul și prizele cu mâinile ude
- Nu plasați aparatul în zone din care poate cădea în chiuvetă sau cadă
- Nu folosiți aparatul în timp ce faceți baie
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide
- Nu atingeți un aparat care a căzut în apă și este conectat la rețea
- Verificați firul dacă este intact înainte de prima folosire și apoi periodic.

Contactați distribuitorul pentru orice alte informații. www.dentamericadistribution.ro

Verificați voltajul prizei la care urmează să alimentați aparatul. Trebuie să fie identic cu cel de pe încărcător. Nu folosiți aparate care nu funcționează corect sau care au firul rupt. Nu folosiți aparate care au căzut într-un lichid. Instruiți și supravegheați cu atenție copii și persoanele cu nevoi speciale care folosesc Waterpik. Nu direcționați jetul de apă direct sub limbă, ureche, nas sau alte zone delicate. Acest aparat poate produce răniri importante în acele zone.

Folosiți produsul numai după instrucțiuni sau după sfatul medicului.

Nu folosiți produsul mai mult de 5 minute la interval de minimum 2 ore. Folosiți capete produse doar de Waterpik. Nu introduceți obiecte străine în aparat.

În cazul în care capătul vârfului PocketTip se rupe sau iese din vârful de plastic, întregul vârf trebuie înlocuit. Umpleți rezervorul doar cu apă caldă.

Feriți firul și încărcătorul de surse de caldură.

Nu folosiți aparatul când surse de oxigen sau spray cu aerosoli sunt deschise.

Nu folosiți iod, înălbitor sau soluții instabile cu uleiuri esențiale cu acest aparat. Îi vor reduce performanțele și durata de utilizare. Nu se folosește în spații exterioare.

Înlăturați bijuteriile orale înaintea folosirii dușului bucal.

Nu folosiți dacă aveți răni deschise pe limbă.

Dacă aveți prescrise antibiotice înaintea unei vizite la medicul stomatolog, verificați cu medicul stomatolog dacă e recomandată folosirea dușului bucal.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Pagina 7. De sus în jos.

Descrierea produsului.

Figura 1 - stânga

1. Vârful care se rotește
2. Butonul de pornire/oprire
3. Indicatorul de presiune
4. Mâner
5. Mufă pentru încărcător
6. Rezervor

7. Vârful

8. Cablu încărcare

9. Dopul rezervorului și locul de alimentare al acestuia

10. Indicator încărcare baterie

11. Buton eject vârf

Pagina 7 Figura 2 – dreapta Toate modelele de capete disponibile. Nu toate sunt incluse în pachetul original. Încărcătorul nu este inclus.

Capetele PENTRU ORTODONȚIE, PIK POCKET, PLAQUE SEEKER, PERIUȚA DE DINȚI se înlocuiesc la fiecare 3 luni, iar CAPĂTUL PENTRU JETUL NORMAL ȘI CURĂȚĂTORUL DE LIMBĂ la un interval de 6 luni.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE (paginile 8-12)

IMPORTANT! OPRIȚI APARATUL ȘI LĂSAȚI-L LA ÎNCARCAT 4 DE ORE ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE.

Asigurați-vă că aparatul este oprit. Dacă aparatul are butonul de pornire/oprire în poziția ON acesta nu se va încărca. Aparatul va fi încărcat până la 9 săptămâni în funcție de cât de des va fi utilizat.

PREGĂTIREA REZERVORULUI. Scoateți capacul. Umpleți-l cu apă caldă. Aparatul nu trebuie să fie în priză când desfășurați această operațiune.

INTRODUCEREA/SCOATEREA CAPULUI DE CURĂȚARE. Introduceți capul în mâner ca în figura de la pagina 8.(capătul colorat trebuie să acopere complet capătul). Pentru a scoate vârful trebuie să apăsați pe buton și să trageți de capătul de curățare.

AJUSTAREA PRESIUNII. Apasati butonul Power. La început presiunea va fi fixată la nivelul 1 (low) și puteți crește presiunea apasand butonul a doua oara. Aparatul va trece la poziția 2 (high). Folositi aparatul după preferința sau după cum v-a recomandat medicul. Nu înclinați foarte tare aparatul în timpul folosirii.

TEHNICA RECOMANDATĂ. La pagina 9 și 10 aveți figurate modurile recomandate de curățare. Stați aplecat asupra chiuvetei, îndreptați vârful înspre dinți și porniți aparatul. Direcționați jetul cu un unghi de 90 de grade față de linia gingivală. Închideți buzele pentru a evita stropirea, dar permiteți ca apa să se scurgă din gură. Pentru rezultate mai bune porniți de la molari spre dinții din față. Ghidați jetul de apă la linia gingiei și faceți pauză în spațiile interdentare. Acoperiți astfel întreaga cavitate orală.

Puteți întrerupe oricând curățarea apăsând butonul de PORNIRE/OPRIRE de 3 ori.

După curățarea completă opriți unitatea, goliți rezervorul și dacă se dorește rezervorul poate fi scos din mâner prin simpla tragere în jos a rezervorului.

MODUL DE CĂLĂTORIE. Pentru a activa modul de călătorie, localizați butonul de pornire și țineți-l apăsat timp de 5 secunde, până când dispozitivul începe să clipească. În acest moment, dispozitivul nu va porni accidental. Pentru a dezactiva modul călătorie, țineți din nou apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde, până când indicatorul luminează intermitent și aparatul revine la funcționarea normală. Verificați dacă toate funcțiile sunt din nou disponibile. Notă: Modul de călătorie se dezactivează automat atunci când dispozitivul este conectat la încărcare.

CAPETELE SPECIALE DE CURĂȚARE pag 10.

PIK POCKET. Ghidează jetul de apă adânc în pungile parodontale. Vârful siliconic se plasează în unghi de 45 de grade, cu mare grijă, sub linia gingiei în punca parodontală. Porniți aparatul la **presiunea cea mai mică** și curățați cu atenție spațiul. Urmăriți linia gingiei la toți dinții.

CAPĂTUL DE CURĂȚARE PENTRU ORTODONȚIE. Acest capăt unic ca și design curăță în zonele greu accesibile din jurul bracketurilor. Curățarea se face cu ajutorul perilor și al jetului de apă.

CURĂȚĂTORUL DE LIMBĂ. Folosind presiunea cea mai mică, ca în figura de la pagina 8, se plasează capătul de curățare pe limbă și se trage ușor spre înainte.

PLAQUE SEEKER (CURĂȚĂTORUL DE PLACĂ). Se folosește ca și capătul de curățare normal, lasând perii să curețe la nivelul gingiei.

Waterpik poate fi folosit cu diverse soluții, după indicația medicului. **Dacă folosiți, orice soluție, înafară de apă, după folosire dușul bucal trebuie curățat**, umplând rezervorul cu apă și pornind aparatul direcționându-l spre chiuveta și așteptând până rezervorul se golește complet. După folosire, goliți rezervorul.

Aparatul se curăță în exterior cu o cârpă moale după ce este scos din priză . Dacă este expus la temperaturi scăzute se recomandă golirea completă a rezervorului. Rezervorul trebuie scos și curățat o dată pe săptămână.

Îndepărtarea depozitelor datorate apei dure. Umpleți rezervorul cu apă și apoi adăugați o lingură de oțet. Porniți aparatul cu vârful îndreptat înspre chiuvetă și goliți-l de soluție. Apoi umpleți cu apă caldă, fără să mai adăugați oțet și repetați operațiunea. Acest proces ar trebui efectuat o dată la 1-3 luni pentru a asigura performanța optimă.

BATERIA. Nu scufundați dușul bucal în apă. Înainte de prima folosire țineți dușul bucal la încărcat timp de 4 de ore. În timpul încărcării dușul trebuie să fie oprit.

PROBLEME DE FUNCȚIONARE

În caz de scurgeri pe lângă capetele de curățare, capul nu este complet prins în mâner. Se va scoate capul și se va reintroduce.

Capătul PIKPOCKET, se va înlocui obligatoriu dacă vârful siliconic este afectat sau rupt.

Pentru scurgeri de apă din rezervor, se va verifica valva dintre rezervor și bază, și se va re poziționa.

Pentru presiune scăzută: rezervorul nu e poziționat corect. Se va scoate rezervorul, se va re poziționa și apoi se va apăsa ferm.

Motorul nu funcționează. Verificați dacă bateria este încărcată.

GARANȚIA PRODUSULUI ESTE DE DOI ANI DE LA CUMPĂRARE, PĂSTRAȚI BONUL DE ACHIZIȚIE PE CARE TREBUIE SĂ FIE TRECUTĂ DATA. CAPETELE DE CURĂȚARE NU SUNT SUB GARANȚIE.

Atenție! Acest produs se folosește exclusiv cu apă. Folosirea oricărui alt lichid duce automat la pierderea garanției! Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are următoarele obligații:

-Să respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare;

-Să păstreze produsul în bune condiții;

-Să utilizeze produsul doar cu apă, conform instrucțiunilor. Folosirea necorespunzătoare a altor lichide atrage pierderea garanției.