

## Biorepair Dispozitiv interdentar bifunctional - ata dentara si scobitoare, 36 pcs

Cu micro-Repair. Unica folosinta. Pentru spatii interdentare drepte si regulate. Igiena orala pentru acasa, birou sau deplasare. Micro-repair patrunde astfel acolo unde nu o poate face periuta de dinti protejand impotriva placii dentare. Ata dentara este cerata, plata. Designul dispozitivului este ergonomic in forma literei "Y" util pentru a ajunge la dintii posteriori. Extremitatea rotunjita ajuta indepartarea placii dentare. Aroma revigoranta de menta. Singurul dispozitiv cu microRepair, micro-particule formate din aceeași structura cu cea a smaltului ce patrunde acolo unde nu o poate face periuta de dinti protejand impotriva formarii placii bacteriene, cauza formarii carilor si inflamarii gingiei. Dispozitivul interdentar Biorepair, datorita formei asigura comoditatea efectuării igienei in spatii interdentare unde se ajunge mai greu. Firul de ata dentara este realizat in mono-filament avand o sectiune plata pentru spatiile interdentare inguste, drepte, favorizand indepartarea placii si resturilor alimentare, lasand dupa utilizare o aroma de menta, placuta. Utilizarea combinata a dispozitivului interdentar Biorepair cu Periuta de Dinti Biorepair garanteaza protectia completa impotriva placii, tartrului si cariei, reparand smaltul dentar. \*Polimerul Self Cleaning se obtine printr-un proces special de polimerizare prin care toate materialele liniei de accesorii Biorepair devin bacteriostatice. Datorita acestei tehnologii inovatoare, bazate pe oligoelemente naturale fara substante biocide lupta impotriva proliferarii bacteriene, accesoriile Biorepair sunt mai sigure si protectoare. Protectia bacteriostatica ramane nemodificata si eficienta in timp.

Bacteriile care sunt cauza placii, tarturului, cariei si gingivitei patrund chiar si in spatiile interdentare creand un biofilm acid si coroziv asupra smaltului. Noile accesorii Biorepair cu micro-Repair realizate in SCP bacteriostatice ajuta protejarea impotriva atacului bacterian in spatiile unde nu ajunge periuta de dinti. Acest sistem este activ 100%. Utilizare – introduceti ata dentara in spatial interdentar fara a forta cu miscari delicate inainte si inapoi pentru curatarea spatiilor pana in vecinatatea cu gingia. Repetati operatiunea in toate spatiile interdentare. Utilizati apoi partea cu scobitoarea pentru definitivarea igienei in jurul gingiilor si eventual pe suprafata smaltului. A se arunca dupa utilizare. A se utiliza corect fara a afecta gingiilor. Producător: Coswell, Italia Importator si distribuitor: Optima Derma Line, Str. Inisor, Nr.15,sect. 2, Bucuresti, tel: 0213209922 .

DATA DE VALABILITATE SI EXPIRARE - A SE FOLOSI INAINTE DE