

J40说明书

英+罗

70*90mm

折页

JTF Just To Future

J40 ELECTRIC TOOTHBRUSH

USER MANUAL

Product Specification	
Product name	Electric Toothbrush
Model No.	J40
Output	1.8W
Rated input	3.7V
Battery last time	45 days of use (when fully charged)
Waterproof Level	IPX7
Package include	
Brush Handle x1, Brush Head x6, Tongue Scraper x1, Travel Bag x1, USB DC Charging Cable x1, User Manual x1	

Product Description

- ①Brush Head
- ②Brush Handle
- ③Power On/Off button
- ④Brushing mode
- ⑤Battery Indicator
- ⑥Charging port



Features Brushing modes

J40 electric toothbrush is equipped with 5 different modes (shown as picture)
Mode selection:
--Click the power button to turn on the toothbrush.
--Click the button again to cycle between modes. Choose the mode you need.
--If there are no more operations, the toothbrush will automatically shut down after 2 minutes. You can also long press the button for 5 seconds to turn off.
--The toothbrush will automatically remember and stay in the mode the next time you turn it on.

Smartimer

The toothbrush will automatically shut down after 2 minutes, indicates that your brushing cycle is complete. Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a day.

Quadpacer

The Quadpacer is an interval that has a short pause every 30 seconds to remind you to brush the 4 sections of your mouth evenly and thoroughly.

Charge

- ①Turn on the toothbrush before using it for the first time. If you feel it is not powerful enough, recharge it.
- ②Charging for 2 hours the toothbrush can be used for about 45 days.
- ③If the toothbrush has not been charged for a long time, please wait 6 to 10 minutes for the indicator light to turn on.
- ④If the toothbrush has not been used for more than 6 months, charge it for at least 12 hours.

Brush head

- ① Rinse the brush head and bristles after each use.
- ② Remove the brush head from the handle and rinse the brush head

connection with warm water at least once a week. Do not clean with hot water above 40°C or acidic cleaning solutions.
③Replace the brush heads every 3 months for optimal results. Use only J40 brush heads compatible with JTF J40 brush handle.

Battery Indicator

- When the battery is low: the battery indicator will flash red to remind you to charge.
- When the battery is less than 3%: the battery indicator will flash red for a few times and then automatically shut down.
- During charging, the red light flashes. When charging is completed, the red light stays on.

Fault Diagnosis

Problem	Possible Causes	Counter-measure
Reduction of vibration intensity	① The brush head puts too much pressure on the teeth ② The brush head is too close to the handle	① Place the brush head lightly against your teeth. ② Remove the brush head from the handle and re-set it on the output shaft, keeping a distance between the toothbrush head and the output shaft handle
Even after charging, the toothbrush can only be used for a short time.	① Insufficient charging time ② This product has not been used for more than 6 months ③ The battery has reached the end of its service life.	① Charge until the indicator light stays red ② Charge the toothbrush continuously for 12 hours ③ Contact after-sales service
Toothbrush doesn't work	① Insufficient battery ② The battery has reached the end of its service life	① Charge the toothbrush for 2 hours ② Contact after-sales service

If you have any questions, please email us at support@jtforal.com

JTF Just To Future

J40 PERIUȚĂ DE DINȚI ELECTRICĂ

MANUAL DE UTILIZARE

Specificațiile produsului	
Denumirea produsului	Periuță de dinți electrică
Model nr.	J40
Putere de ieșire	1.8W
Intrare nominală	3.7V
Durata de viață a bateriei	45 de zile de utilizare (când este complet încărcată)
Nivel de impermeabilitate	IPX7
Pachetul include	
Mâner perie x1, Cap de perie x6, Răzuitor de limbă x1, Sac de depozitare x1, Cablu de încărcare USB DC x1, Manual de utilizare x1	

Descrierea produsuluic

- ①Cap de perie
- ②Mâner perie
- ③Buton pornire/oprire
- ④Modul de spălare
- ⑤Indicator baterie
- ⑥Portul de încărcare



Moduri de periaj

Periuța de dinți electrică J40 este echipată cu 5 moduri diferite (prezentate ca în imagine)

Selectarea modului:

- Apăsăți pe butonul de alimentare pentru a porni periuța de dinți.
- Apăsăți din nou pe buton pentru a comuta între moduri. Alegeți modul de care aveți nevoie.
- Dacă nu mai există operațiuni, periuța de dinți se va opri automat după 2 minute. De asemenea, puteți apăsa lung butonul timp de 5 secunde pentru a se opri.
- Periuța de dinți va reține automat și va rămâne în modul respectiv data viitoare când o porniți.

Smartimer

Periuța de dinți se va opri automat după 2 minute, indicând că ciclul de periaj este complet. Profesioniștii stomatologi recomandă periajul nu mai puțin de 2 minute de două ori pe zi.

Quadpacer

Quadpacer este un interval care are o scurtă pauză la fiecare 30 de secunde pentru a vă reaminti să vă periați cele 4 secțiuni ale gurii în mod uniform și complet.

Încărcare

- ①Porniți periuța de dinți înainte de a o utiliza pentru prima dată. Dacă simțiți că nu este suficient de puternică, reîncărcăți-o.
- ②Încărcând timp de 2 ore, periuța de dinți poate fi utilizată timp de aproximativ 45 de zile.
- ③Dacă periuța de dinți nu a fost încărcată pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să așteptați între 6 și 10 minute pentru ca indicatorul luminos să se aprindă.
- ④Dacă periuța de dinți nu a fost utilizată mai mult de 6 luni, încărcăți-o timp de cel puțin 12 ore.

Cap de perie

- ①Clățiți capul periei și periile după fiecare utilizare.

②Scoateți capul periei din mâner și clățiți conexiunea capului periei cu apă caldă cel puțin o dată pe săptămână. Nu curățați cu apă fierbinte peste 40 °C sau soluții de curățare acide.

③Înlocuiți capetele periei la fiecare 3 luni pentru rezultate optime. Utilizați numai capete de perie J40 compatibile cu mânerul periei JTF J40.

Indicatorul bateriei

- Când bateria este descărcată: indicatorul bateriei va clipi roșu pentru a vă reaminti să încărcați.
- Când bateria este mai mică de 3%: indicatorul bateriei va clipi roșu de câteva ori și apoi se va opri automat.
- În timpul încărcării, lumina roșie clipește. Când încărcarea este finalizată, lumina roșie rămâne aprinsă.

Diagnosticarea defecțiunilor

Problemă	Cauze posibile	Contramăsură
Reducerea intensității vibrațiilor	① Capul periei exercită o presiune prea mare asupra dinților ② Capul periei este prea aproape de mâner	① Așezați ușor capul periei pe dinți. ② Scoateți capul periei din mâner și re poziționați-l pe arborele de ieșire, păstrând o distanță între capul periei de dinți și mânerul arborelui de ieșire
Chiar și după încărcare, periuța de dinți poate fi utilizată doar pentru o perioadă scurtă de timp.	①Timp de încărcare insuficient ②Acest produs nu a fost utilizat timp de mai mult de 6 luni ③Bateria a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață.	①Încărcați până când indicatorul luminos rămâne roșu ②Încărcați periuța de dinți continuu timp de 12 ore ③Contactați serviciul post-vânzare
Periuța de dinți nu funcționează	①Baterie insuficientă ②Bateria a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață	①Încărcați periuța de dinți timp de 2 ore ②Contactați serviciul post-vânzare

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la support@jtforal.com