



## herpes patch

### HERPES PATCH. 15 pcs.

#### LIPSTICK USE PROOF. INVISIBLE. DISPOSABLE. INNOVATIVE NEW ADHESIVE.

**WHAT ARE THE SYMPTOMS?** Herpes is an infection roused by the presence of a virus, which appears as a cluster of skin blisters, quite often emerging on the lips: they are commonly known as cold sores.

**WHAT ARE THE SYMPTOMS?** At first, this type of Herpes appears as a warm, tingling sensation on a red spot on the lips. In a short time, within a few hours liquid-filled blisters start to appear. The appearance of cold sores may coincide with being undernourished, a fever, the beginning of menstruation, stress, an intense exposure to sunlight or after eating particular foods. Unfortunately, the infection caused by herpes labialis easily reappears because the virus that causes it survives inside some cells and is not eliminated even with the use of effective medicines. **PRECAUTIONS TO BE TAKEN AT ALL TIMES.** Avoid bringing your lips into contact with the bodies of other people, until the blisters have completely disappeared. Herpes labialis is highly contagious! Avoid very hot or cold foods because they may irritate the affected areas. **WHY USE THE "HERPES PATCH"?** The soft Polyurethane disc has a hypoallergenic adhesive that has been treated with Tea Tree Oil (lat. Melaleuca), known for centuries for its natural antiseptic properties. In this way, the main function of the patch is to provide protection from and towards the external environment, necessary to reduce the possibility of contagion, has been integrated with the secondary function of bacterial control of the herpes affecting microenvironment.

**INSTRUCTIONS FOR USE.** Wash your hands before applying the patch. Ensure that there are no traces of cream on the affected area and that skin is dry, so that the patch adheres well. Open the protective wrapper and pull out the patch lifting the opposite edge of the support as shown in the picture. Place half of the patch on the affected area and free the other half making it adhere completely on the herpes. Wear the patch until it comes off by itself. Continue with the application until the herpes disappears.

**WARNING.** Do not touch the patch with fingers to avoid infection of other parts of the body or other persons. Keep out of reach of children. This is a SINGLE USE product. In the event of any serious incident occurred in relation to the device, please report to the Manufacturer and the relevant Competent Authority.

### HERPESE PLAASTRID. 15 tk. Huultele pealekandmiseks.

#### Läbipaistev. Ühekordseks kasutamiseks. INNOVATİVE UUS LIIM.

**MIS ON HERPES?** Herpes on nakkus, mis on põhjustatud viiruse olemasolust, mis ilmub nahale vesikulite kogumina, mis ilmuvad huultel üsna sageli: neid nimetatakse tavalliselt huultele külmetushaigusteks. **MILLISED ON SÜMPTOMID?** Esiolu ilmub seda tüüpi herpes punase laiguna huultel, kus on soojusnõuet ja kipitus. Vahetult mõne tunni pärast hakkab ilmnenema vedelikuga täidetud villid. Külmetushaigade immenne huultel võib olla põhjustatud ka nõrkusest, palavikust, menstruaalsärgist algusest, stressist, intensiivsest päikesepaigast või teatud toitude igapäevastest tarbimisest. Kahjuks korduvad huultele herpes põhjustatud infektsioonid kergesti, sest seda põhjustav viirus elab mõnes rakus ja seda on isegi tõhusate ravimite abil raske ära hoida.

**ETTEVAATUSABINÕUD, MIDA TULEB KOGU AEG JÄRGIDA.** Herpes puudutage huultega teiste inimeste huuli, kuni villid on täielikult kadunud: huulteh herpes on väga nakkav! Vältige eriti kuuma või külma toitu, kuna see võib kahjustatud piirkondi ärritada. **MIKS KASUTADA "HERPESE PLAASTRIT"?** Hüpoallergeenselt liimiga kaetud poolretuuretaastatud plaastri ketast töödeldakse teepuuõliga (ladina keeles: Melaleuca), mida on sajandeid tuntud looduslike antiseptiliste omaduste poolest. Plaastri peamine ülesanne on pakkuda kaitset, mis on vajalik välistest mõjudest nakkamise tõenäosuse vähendamiseks, koos herpes poolt mõjutatud mikroorganismide kontrolli sekundärase funktsiooniga.

**KASUTUSJUHEND.** Enne plaastri paigaldamist peske käsi. Plaastri hea kleepumise tagamiseks veenduge, et kahjustatud piirkonnal ei jääks kreemi jälgi ja ei ümbritseks nahk oleks kuiv. Avage kaitsepakend ja eemaldage plaaster, tõstes vastavalt, nagu pilgud näidatud. Kandke pool plaastrit kahjustatud alale ja teine pool herpes kohale. Kasutage plaastrit, kuni see kleepub. Jätke plaastri kasutamist, kuni herpes kaob.

**HOIATUS.** Herpes puudutage sõrmedega kleepuvilt külge, et mitte nakkada teisi kehaosi ega teisi inimesi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ainult ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS.

Tootega seotud tõsiste insidendid korral teavitage sellest tootjat ja asjaomast pädevat asutust.

GB/EE/LV/LT/RU/MD-RO/GE/GR

Medrull®

### HERPES PLĀKSTERI. 15 gb.

**LĪETOJAMĪ UN LŪPAS. NEREDZĀMĪ. VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI. JAUNĀ INOVATĪVĀ LĪME. KAS IR HERPES?** Herpes - infekcija, ko izraisa vīrusa klātbūtnē, kas uz ādas parādās kā pūslīši, kas diezgan bieži parādās uz lūpām: tos parasti sauc par aukstumpumpu. **KĀDĪ SIMPTOMI?** Sākumā šāda veida herpes parādās kā sarkans plankums uz lūpām ar siltuma un tirpšanas sajūtu. Drīz pēc dažām stundām sāk parādīties burbuliši, kas pieplidīti ar šķidrumu. Aukstumpump - parādās ādas uz lūpām var izraisīt ķermeņa vājums, drudzis, menstruāciju cikla sāpums, stress, intensīva saules staru iedarbība vai noteiktu pārtikas produktu lietošana iekšienā. Diemžēl infekcija, ko izraisa herpes uz lūpām, viegli atkal atkārtojas, jo vīruss, kas to izraisa, dzīvo dažās šūnās un to grūti novērst pat ar efektīvu medikamentu palīdzību.

**PIESĀRDZĪBAS PASĀKUMI, KAS JĀIEVĒRO VISU LAIKU.** Nepieskarieties ar lūpām citu cilvēku ķermeņiem, līdz burbuli pilnībā izzūd: lūpas herpes ir ļoti lipīga! Izvairieties no ļoti karsta vai auksta ēdiena, jo tas var kairināt inficētās vietas. **KĀPĒC IZMANTOT "HERPES PLĀKSTERUS"?** Mikstais poliuretāna plākstera disks, kas pārkārtis ar hipoaļģisku limi, tiek atbrīvots ar tējas koka eļļu (latīņu val. Melaleuca), kas gadsimtiem ilgi pazīstama ar savām dabiskajām antiseptiskajām īpašībām. Plākstera galvenā funkcija ir nodrošināt aizsardzību, kas nepieciešama, lai samazinātu infekcijas iespējamību un ārējās vides ietekmes, apvienojumā ar herpes skartās mikrovides baktēriju kontroles sekundāro funkciju.

**LĪETOŠANAS INSTRUKCIJA.** Pirms plākstera lietošanas nomazgājiet rokas. Lai plākstērī labi pielīp, pārliecinieties, ka uz inficētās vietas nav krēma pēdu un āda ap to ir sausa. Atveriet aizsargājošo iepakojumu un noņemiet plākstērī, noņemot to pret pretējo malu, kā parādīts attēlā. Novietojiet pusi no plākstera uz skartās vietas un atlaidiet otro pusi tā, lai tā pilnībā piekļaujas saaukstēšanas vietai. Nesāļiet plākstērī, līdz tas neatlīnīsimies. Turpiniet lietošanu līdz pazūd herpes.

**BRĪDINĀJUMI.** Neaizietiet lipīgu pusi ar pirkstiem, lai izvairītos no inficēšanas citas ķermeņa daļas vai citu cilvēku. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Tikai VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI.

Jebkuru nopietnu incidentu gadījumā, kas saistīts ar izstrādājumu, informējiet ražotāju un attiecīgo kompetento iestādi.

### PLEISTRAI NUO HERPESU. 15 vnt.

#### NAUDOJIMUI ANT LŪPŲ PERMATOMI. VIENKARTINIAI. INOVATYVŲ NAUJI KLIAJ.

**KAS YRA HERPESAS?** Herpesas yra infekcija, kurią sukelia virusas, pasireiškianti pūslelėmis ant odos, dažnai atsirandantis ant lūpų: jie dažniausiai žinomi kaip persalimas ant lūpų. **KOKIE SIMPTOMAI?** Iš pradžių šio tipo herpesas atsiranda kaip raudona dėmė ant lūpų, jaučiant, šilumą ir dilgčiojimą. Netrukus, po kelių valandų, pradeda atsirasti skysčių užpildytos pūslelės. Persalimą ant lūpų gali sukelti alpimas, karščiavimas, menesinių pradžia, stresas, intensyvus saulės spindulių poveikis ar tam tikrų maisto produktų vartojimas. Deja, lūpų pūslelinės sukelia infekcija lengvai pasikartoja, nes ją sukelęs virusas išgyvena organizme ir yra sunkiai pašalinamas net naudojant veiksmingus vaistus.

**ATSARGUMO PRIEMONĖS, KURIŲ REIKIA LAIKYTI VISĄ LAIKĄ.** Nelieskite lūpomis kitų žmonių kūno, ko visiški neišnyks pūslelės: lūpų herpesas yra labai užkrečiamas! Venkite labai karšto ar šalto maisto, nes jis gali sudirginti paveiktas vietas. **KODĖL VERTA NAUDOTI "HERPESU PLEISTRUS"?** Ilon plonas poliuretano diskas, padengtas hipoaļģiniais klijais, yra prisotintas arbatmedžio aliejumi (lot.Melaleuca), šimtmečiais žinomu dėl natūralių antiseptinių savybių. Pagrindinis pleistro tikslas yra suteikti apsaugą, reikalingą siekiant sumažinti užkrėtimo tikimybę nuo įtakos ir išorinės aplinkos atžvilgiu, stiprinanti atliekant herpeso paveiktos mikroaplinkos baktėriju kontrolę.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.** Prieš naudojimą pleistrą, nusiplaukite rankas. Kad pleistras gerai prilipytų, išitinkinkite, kad pažeistose vietose nėra kreminio pėdų, o aplinkui esanti oda yra sausa. Atidarykite apsauginę pakuotę ir nuimkite pleistrą, pakeldami priešingą kraštą, kaip parodyta paveikslėlyje. Puse pleistro uždektie ant pažeistos vietos, kitą pusę prilaukite prie herpeso. Naudokite pleistrą tol, kol jis pats neatsilijus. Tęskite pleistro naudojimą, kol išnyks herpesas.

**ĮSPĖJIMAS.** Nelieskite lipniosios pusės pirštais, kad neužkrėstumėte kitų kūno dalių ar kitų žmonių. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tik VIENKARTINIAM naudojimui.

Jyvkus bet kokiam rimtam incidentui, susijusiam su gaminiu, praneškite gamintojui ir atitinkamai kompetentingai institucijai.

### PLASTYRI OT GERPECA. 15 шт. ДЛЯ ИСПОЛЗОВАНИЯ НА ГУБАХ.

#### НЕВИДИМЫЕ. ОДНОРАЗОВЫЕ. ИННОВАЦИОННЫЙ НОВЫЙ КЛЕЙ.

**ЧТО ТАКОЕ ГЕРПЕС?** Герпес - это инфекция, вызываемая присутствием вируса, который появляется в виде скопления пузырьков на коже, довольно часто появляющихся на губах: они обычно известны как простуда на губах.

**КАКИЕ СИМПТОМЫ?** Вначале, этот вид герпеса проявляется в виде красного пятна на губах с ощущением тепла и покалывания. Вскоре, через несколько часов, начинают проявляться заполненные жидкостью пузырьки. Появление простуды на губах может быть спровоцировано обмороком, лихорадкой, началом менструации, стрессом, интенсивным воздействием солнечного света или употреблением определенных продуктов. К сожалению, инфекция, вызванная губным герпесом, легко вновь появляется, потому что вирус, вызывающий ее, выживает в некоторых клетках и тяжело устраняется даже с помощью эффективных лекарств. **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ.** Не прикасайтесь губами к телам других людей, пока пузырьки полностью не исчезнут: губной герпес очень заразен! Избегайте очень горячей или холодной пищи, поскольку она может раздражать пораженные участки. **ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "ПЛАСТЫРИ ОТ ГЕРПЕСА"?** Мягкий полиуретановый диск пластыря, покрытый гипоаллергенным клеем, обработан маслом Чайного Дерева (лат. Melaleuca), веками известного своими природными антисептическими свойствами. Основная функция пластыря - обеспечить защиту необходимую для снижения вероятности заражения от влияния и по отношению к внешней среде, объединена со вторичной функцией бактериального контроля микросреды, пораженной герпесом.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.** Вымойте руки перед использованием пластыря. Для того чтобы пластырь хорошо приклеился убедитесь, что на пораженном участке нет следов крема и кожа вокруг сухой. Откройте защитную упаковку и извлеките пластырь, поднимая противоположный край, как показано на рисунке. Поместите половину пластыря на пораженный участок и освободите другую половину, чтобы он полностью прилегал к герпесу. Носите пластырь, пока он не отклеится сам по себе. Продолжайте применять, пока герпес не исчезнет. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не прикасайтесь к клеевой стороне пальцами, чтобы избежать заражения других частей тела или других людей. Герпес в недоступном для детей месте. Только для ОДНОРАЗОВОГО применения.

В случае любого серьезного инцидента, связанного с изделием, сообщите об этом производителю и соответствующему компетентному органу.

### PLASTURI ANTI-HERPES. 15 buc.

#### APLICAREA PE BUZE. INVISIBLE. DE UNICĂ FOLOSINȚĂ. TIP INOVATIV DE ADEZIV.

**CE ESTE HERPESUL?** Herpesul este o infecție cauzată de prezența unui virus care apare ca o agregare de vezicule pe piele, care apare destul de des pe buze: sunt cunoscute în mod obișnuit sub denumirea răceli pe buze. **CARE SUNT SIMPTOMELE?** Inițial, acest tip de herpes apare ca o pată roșie pe buze, cu senzație de căldură și senzație de furnicături. Ulterior, după câteva ore, încep să apară bulele umplute cu lichid. Apariția unei răceli pe buze poate fi declanșată de leșin, febră, debutul menstruației, stres, expunere intensă la lumina soarelui sau utilizarea anumitor alimente. Din păcate, infecția cauzată de herpesul pe buze reapare cu ușurință, deoarece virusul care o provoacă supraviețuiește în unele celule și este dificil de eliminat chiar și cu ajutorul unor medicamente eficiente. **MĂSURILE DE PRECAUȚIE CARE TREBUIE RESPECTATE TOT TIMPUL.** Nu atingeți cu buzele corpul altor persoane până când bulele nu dispar complet: herpesul pe buze este foarte contagios! Evitați mâncarea fierbinte sau rece, deoarece poate irita zonele afectate. **DE CE SĂ FOLOSIM "PLASTURELE ANTI-HERPES"?** Discul plasteurei ultra-subțire din poliuretan, acoperit cu adeziv hipoaļģenic este imbat cu un film de Abore de Ceai, cunoscut de secole pentru proprietățile sale antiseptice naturale. Funcția principală a plasteurei este de a oferi protecție necesară pentru a reduce probabilitatea de infecție împotriva influenței și în raport cu mediul extern, sportiv prin controlul bacterian al microambientului afectat de herpes.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.** Spălați-vă mâinile înainte de a folosi plasteure. Pentru ca plasteure să se lipească bine, asigurați-vă că nu există urme de cremă pe zona afectată și pielea din jur este uscată. Îndepărtați ambalajul de protecție și îndepărtați plasteure ridi-când marginea opusă, așa cum este arătat pe desen. Aplicați jumătate din plasteure pe zona afectată și eliberați cealaltă jumătate, astfel încât să se lipească complet de herpes. Purtați plasteure până se desprinde de la sine. Continuați să utilizați până când herpesul dispăre.

**ATENȚIE.** Nu atingeți partea lipicioasă cu degetele pentru a evita infectarea altor părți ale corpului sau ale altor persoane. A nu se lăsa la îndemână copililor. Product DE O SINGURĂ folosință. În cazul oricărui incident grav care implică producător, notificați producătorul și autoritatea competentă.

**GE** პერაპესის პლასტირი. 15გ. ტუჩებზე გამოსაყენებლად. მეგონივევლი. ერთჯერადი. ინოვაციური ახალი შემო.

**რა არის პერაპესი?** პერაპესი - ეს არის ინვესტია, გამოწვეული ვირუსის არსებობით, რომელიც გამოიხატება ზემოტის გრძელვადიან კანზე, რომელიც ხშირად გამოიხატება ტუჩებზე: ცნობილია როგორც "ტუჩების გაყინვა". **რა სიმპტომებია?** თავიდან, ამ პერაპესის სახეობა გამოვლინდება წითელი ჩრტილი ტუჩებზე სითბოს შეგრძნებით და ჩხვლეტით. ძალზე, რამდენიმე საათში ჩხვლეტები, სითბოს სასესი. "ტუჩების გაყინვის" გამოვლინება შესაძლოა-მეორე პროფიციური იყოს ჯულის ნასვლით, ლიქორადი, მესწრაყის დახვეთი, სტრუთი, შმის სხვების ინტენსიური გემოქმედებით ან გარკვეული პროდუქტების მიღებით. სამწხაროდ, ინვესტია, გამოწვეული ტუჩის პერაპესით, ადვილად კვლავაც გამოვლინდება, რადგანაც ვირუსი, რომელიც მას იწვევს, თავს ირჩენს მოგ ურეოდ და მძიმე მოსაშორებელია ეფექტური პრეპარატების გამოყენებითაც კი. **ესაფრთხილეს ნომერი, რომელიც უნდა იქნეს დაყული მეფად.** არ შეეცდით ტუჩებით სხვა ადამიანის სხეულს, სანამ თუშვით სრულად არ აღაყვდება: ტუჩის პერაპესი ძალიან გადამდებია! მოერიდეთ ძალიან ცხელ ან ცივ საკვებს. **რაიმე უნდა გამოვიყენოთ "პერაპესის პლასტირი"?** რადგან შესაძლია გამოიწვიოს გალიზიანება დამანებელი უბნის, რბილი პოლიურიგანული მრგვალი პლასტირი, დაფარული პიპალურიგული ნებით, გაგ-ლენითი ჩაის ზის ნებით, რომლის ანტიბაქტერიული თვისებების საკვებებია არის ცნობილი. პლასტირის ძირი- თავი დამიშვლება თუშვითის გარე ფარცურებისგან გამოწვეული ინფექციების რისკი, რათა თავიდან აიცილოთ გათულები.

**გამოყენების სახელმძღვანელო:** დაბნეტი ზეფის პლასტირის გამოყენებამდე, იმისთვის რომ პლასტირი კარგად დადგენილყო, დარწმუნდით რომ დამანებელი უბნის გარშემო კანი არის მშრალი ან მასზე არ არის მძია, გასვებით დამავი ძეფეთვა და ანთიე მოირდამირე მხარე, როგორც არის ნაწვებები ნახატე. დაფიქსირეთ ნახვარი პლასტირი და შემდეგ ააფრეთ დამავი ძეფორე ნახვარს და დარწმუნდით რომ კარგად არის დაფიქსირებული პერაპესზე. აბრეთ პლასტირი სანამ ის თავითს არ მოვდებრება. გამოყენებთ სანამ სრულად არ მოვირჩებათ პერაპესი. **გარანტილება.** არ შეეცდით პლასტირის წებოვან ნაწილს თოთხით, რათა თავიდან აიცილოთ ინფექციის გავრცელება სხეულის სხვა უბანზე ან სხვა ადამიანზე. შეინახეთ ბავშვებისთვის ხელმი-უწვდომელ ადგილას. მხოლოდ ერთჯერადი გამოყენებისთვის. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ლუტეკის პრეგრავაციებზე და ინვესტიებზე მიმართეთ ექიმს.

**GR** HERPES PATCH 15 ტექ. ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟ ΕΡΠΗ ΜΕ ΤΑΕ TREE OIL ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο εξαιρετικά λεπτός δίσκος Πολυσυρεβანθης έχει μια υποαλλεργική κόλλα που έχει εμποτιστεί με λάδι δέντρου τσαγιού, γνωστό εδώ και αιώνες για τις φυσικές αντισηπτικές του ιδιότητες. Ο κύριος σκοπός του έμπλαστρου είναι να παρέχει προστασία από και προς το εξωτερικό περιβάλλον. Για την μείωση της πιθανότητας μετάδοσης, έχει ενσωμαωθεί με βακτηριακό έλεγχο του μικροπεριβάλλοντος που επιβάλλεται από τον έρπη.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**  
**ΕΛΕΓΚΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΛΗ, ΑΟΡΑΤΟ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ.**  
**ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΠΗΣ:** Ο έρπης είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από την παρουσία ενός ιού, ο οποίος εμφανίζεται ως ένα συμπτωμα δερματικών φυσαλίδων, που αναδύονται αρκετά συχνά στα χείλη: είναι κοινός γνωστός ως επιχείλιος ηληγός.  
**Ποιά είναι τα συμπτώματα:** Στην αρχή, αυτός ο τύπος έρπητος εμφανίζεται ως ζεστό, μυρμηγκιασμο σε μια κόκκινη κρούστα στα χείλη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγες ώρες αρχίζουν να εμφανίζονται φυσαλίδες γεμάτες με υγρό. Η φάση των επιχέλιων έρπητος μπορεί να συμπίπτει με εξάνθηση, πυρετό, ναρβάλ, έμφρησ του εμψνός, στρες, έντονη έκθεση στο ηλιακό φως ή μετά την καταναλωση συγκεκριμένων τροφών. Δυστυχώς, η μόλυνση που προκαλείται από τον επιχείλιο έρπη επανεμφανίζεται εύκολα επειδή ο ιός που τον προκαλεί επιμένει μέσα σε ορισμένα κύτταρα και δεν εξαλείφεται ακόμη και με τη χρήση αποτελεσματικών φαρμάκων.

**Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται ανά πάσα στιγμή.** Αποφύγετε να φέρνεται τα χείλη σας σε επαφή με το σώμα άλλων ανθρώπων, μπει να εξασθενίσουν τελείως οι φυσαλίδες. Ο επιχείλιος έρπης είναι εξαιρετικά μεταδοτικός! Αποφύγετε το πάλι (ζεστά ή κρύα φαγητά γιατί μπορεί να ερεθίσουν τα πληγυσια περιοχές. Γιατί να χρησιμοποιήσω το "Herpes Patch"; Ο ψαλκάς δίσκος πολυσυρεβανθής έχει μια υποαλλεργική κόλλα που έχει υποστεί επεξεργασία με λάδι δέντρου τσαγιού (lat. Melaleuca), γνωστό εδώ και αιώνες για τις φυσικές αντισηπτικές του ιδιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, η κύρια λειτουργία του

|                                                                                   | GB                           | EE                            | LV                                     | LT                                   | RU                                    | MD/RO                                         | GE                                  | GR                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|  | CE Mark                      | CE Märk                       | CE zime                                | CE ženkinimas                        | CE знак                               | Marca CE                                      | CE ნიშანი                           | Σήμανση CE                             |
|  | Manufacturer                 | Tootja                        | Ražotājs                               | Gamintojas                           | Производитель                         | Producător                                    | მწარმოებელი                         | Κατασκευαστής                          |
|  | Date of manufacture          | Tootmiskupaev                 | Ražšanas datums                        | Pagaminimo data                      | Дата производства                     | Data fabricării                               | გამოშვების თარიღი                   | Ημερομηνία παραγωγής                   |
|  | Use-by date                  | Kõiklik kuni                  | Izmantot līdz                          | Galiojimo laikas                     | Использовать до                       | A se utiliza până la data de                  | გამოყენებნეთ ზღე                    | Ημερομηνία λήξης χρήσης                |
|  | LOT number                   | LOT number                    | Partijas nr.                           | Partijos numeris                     | Номер партии                          | Numărul lotului                               | პარტის ნომერი                       | Αριθμός LOT                            |
|  | Catalogue number             | Kataloogi number              | Kataloga nr.                           | Katalogo numeris                     | Номер каталога                        | Numărul de catalog                            | კატალოგის ნომერი                    | Αριθμός καταλόγου                      |
|  | Keep away from sunlight      | Hoidke päikesevalgusest eemal | Neglabāt tiešajos saules staros        | Laikyti atokiau nuo saulės spindulių | Хранить вдали от солнечного света     | A se păstra în locuri ferite de razele solare | შეინახეთ შმის სხევისგან მოშორებით   | Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως |
|  | Keep dry                     | Hoidke kuivas                 | Sauzdzēt no mitruma                    | Laikykite atokiau nuo drėgmes        | Беречь от влаги                       | Păstrați la loc uscat                         | მოარიდეთ ნესტს                      | Να διατηρείται στεγρό                  |
|  | Do not reuse                 | Ärge taaskasutage             | Neizmantot atkārtoti                   | Nenaudokite pakartotinai             | Не используйте повторно               | Nu reutilizati                                | არ გამოიყენებთ განმეორებით          | Μην επαναχρησιμοποιείτε                |
|  | Consult instructions for use | Tutvuge kasutusjuhendiga      | Versieties pie lietošanas instrukcijas | Žr. Naudojimo instrukcijas           | Обратитесь к инструкции по применению | Consultati instrucțiunile de utilizare        | მიმართეთ გამოყენების სახელმძღვანელო | Συμφωνεστε με τις οδηγίες χρήσης       |
|  | Caution                      | Ettevaatus                    | Uzmanīgi                               | Atsargiai                            | Осторожно                             | Atenție                                       | ფრთხილად                            | Προειδοποίηση                          |
|  | Medical Device               | Meditsiiniline seade          | Medicīniskā ierīce                     | Medicininis prietaisas               | Медицинское изделие                   | Dispozitiv medical                            | სამედიცინო ნანარბი                  | Ιατρική συσκευή                        |
|  | Do not litter                | Viska prīgūlāsti              | Nepiesārņot                            | Nešuklinti                           | Не мусорить                           | Nu aruncați gunoii                            | არ დაანავივანოთ                     | Μην απορρίπτετε σκουπίδια              |
|  | Paper / Aluminium            | Paber/ Aluminium              | Papirs/ aluminijs                      | Popierius / Aluminis                 | Бумага/алюминий                       | Hârtie/Aluminiu                               | ქალაღლი/ალუმინი                     | Χαρτί / Αλουμινιο                      |
|  | Polyethylene terephthalate   | Poliuētēlente-refalāt         | Poliētiēntērefalāts                    | Poliētileno tereftalato              | Полиэтилен-терефталат                 | Poliētilen tereftalat                         | პოლიეთილენი ტერეფტალატი             | Τερεφθαλκό πολυαιθιλένο                |
|  | Other paper/ Cardboard       | Muu paber/ karting            | Cits papirs/kartons                    | Kitas popierius/ kartonas            | Другая бумага/картон                  | Altă hârtie/ carton                           | სხვა ქალაღლი/ყუყუი                  | Άλλο χαρτί/Χαρτόνι                     |
|  | Paper                        | Paber                         | Papirs                                 | Popierius                            | Бумага                                | Hârtie                                        | ქალაღლი                             | Χαρτί                                  |

επιθέματος είναι να παρέχει προστασία από και προς το εξωτερικό περιβάλλον, απαραίτητη για τη μείωση της πιθανότητας μετάδοσης. Η δευτερεύουσα λειτουργία του είναι ο βακτηριακός έλεγχος του μικροπεριβάλλοντος που επιβάλλεται από τον έρπη.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.** Πλύνετε τα χέρια σας πριν εφαρμόσετε το επίθεμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη κρέμας στην πληγυσια περιοχή και ότι το δέρμα είναι στεγνό, έτσι ώστε το επίθεμα να κολλήσει καλά. Ανοίξτε το προστατευτικό περιτύλιγμα και τραβήξτε έξω το επίθεμα αναστρέφοντας την επάνω όψη του στρίψιματος όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε το μισό επίθεμα στην πληγυσια περιοχή και απελευθερώστε το άλλο μισό κάνοντας το να προσκολληθεί πλήρως στον έρπητα. Φορέστε το επίθεμα μέχρι να ξεκολληθεί μόνο του. Συνεχίστε με την εφαρμογή μέχρι να εξαφανιστεί ο έρπης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Μην αγγίζετε το έμπλαστρο με τα δάχτυλα να να αποσύρετε τη μεσοστή άλλων μερών του σώματος ή άλλων σπώνων. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Προϊόν μιας χρήσης. Σε περίπτωση οποιουδήποτε σοβαρού περιστατικού σε σχέση με το προϊόν, παρακαλούμε να το αναφέρετε στον Κατασκευαστή και στην Αρχική Αρχή. Για τη διαχείριση των αποβλήτων, ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς.

Medrull® is a registered Trade Mark of FORANS International AG, Switzerland   
 Eurosirel S.p.A. Viale Europa, 30, 20047 (Cusago) (MI), Italy, eurosirel@eurosirel.com  
**GB Distributor/ LV Izplatītājs/ LT Platintojas/ RO Distributor/ GE გამავრცელებელი/ GR διανομέας:** FORANS SIA, "Pieplisētas", Krustkalni, Ķekavas nov., LV-2111, Latvija, tel.: +371 67462367; e-mail: info@forans.lv.  
**EE Levitaja:** FORANS Eesti AS, Mustamäe tee 55, Tallinn, 10621, Estonia, tel.: +372 6776426; e-mail: info@forans.ee  
**MD Reprezentanta din Letonia a SRL „FORANS”, Rep. Moldova, mun. Chisinau MD-2005, str. Vasile Alecsandri 143, tel.: +373 68 740400, e-mail: info@forans.md.  
**Nr. de înregistrare:** DM000262675**



www.medrull.com

REV2/2025.01