

EN Marimer Nasal wash single-dose vials are recommended for infants (excluding premature infants), children and adults for nasal washing.
COMPOSITION: Sea water, purified water (equivalent to 9 g/l of salts).
CONTRAINDICATIONS: Do not use in case of hypersensitivity to sea water. Do not use in premature infants.
WARNINGS: EXTERNAL USE. DO NOT INJECT. DO NOT SWALLOW. SINGLE USE.
Do not use a damaged single-dose vial (liquid leakage, deformation, etc) or an already opened single-dose vial due to the risk of rapid bacterial contamination. If symptoms persist after a week or worsen, consult your doctor. Report any serious incident related to this device to the manufacturer via www.labogilbert.fr and/or to the national Competent Authority.
STORAGE CONDITIONS: Do not exceed the expiry date indicated on the box. Keep away from light. **KEEP OUT OF SIGHT AND REACH OF CHILDREN.**

RO Unidozele Marimer Curățarea nasului sunt recomandate pentru bebeluși (cu excepția celor născuți prematur), copii și adulți pentru curățarea nasului.
COMPOZIȚIE: Apă de mare, apă purificată (echivalent a 9 g/l în săruri).
CONTRAINDICAȚII: Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la apa de mare. Nu utilizați la nou-născuții prematuri.
ATENȚIONĂRI: UZ EXTERN. A NU SE INJECTĂ. A NU SE ÎNGHIȚI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ.
Nu utilizați o unități deteriorată (scurgere de lichid, deformare etc.) sau o unități deja deschisă, din cauza riscului de contaminare bacteriană rapidă. Dacă simptomele persistă după o săptămână sau se agravează, consultați medicul. Raportați orice incident grav aparținând acestui dispozitiv către producător - contact: www.labogilbert.fr și/sau Autoritatea națională competentă.
CONDIIȚII DE PĂSTRARE: Nu folosiți după data de expirare indicată pe cutie. A se feri de lumină. **A NU SE LASĂ LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR.**

EG Еднодозовите флакони Marimer Разтвор за назална хигиена се препоръчват за промиване на носа при бебета (с изключение на недоносени бебета), деца и възрастни.
Състав: Морска вода, пречиствена вода (еквивалентна на 9 g/l в соли).
Противопоказания: Да не се използва при свръхчувствителност към морска вода. Да не се използва при предевремено раждане на бебета.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: САМО ЗА ЕДИННА УПОТРЕБА. ДА НЕ СЕ ИНЖЕКТИРА. ДА НЕ СЕ ПОГЪЛВА ЗА ЕДИННА УПОТРЕБА. Не използвайте повредена доза за еднократна употреба (ако има изтичане на течност, деформации и др.) или вече отворена доза поради риск от бактериално замърсяване. Ако симптомите продължат повече от седмица или се влошат, посветете се с лекар. Съобщавайте за всяко сериозно инцидент, свързан с това изделие, на производителя чрез www.labogilbert.fr или националния компетентен орган.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Не използвайте след изтичане на срока на годност, посочен на етикетната опаковка. Да се пази от пряка слънчева светлина. **ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.**

UK Однодозови контейнери засобу для промивання носа Marimer рекомендовані для промивання носа немовлят (за винятком недоношених дітей), дітей та дорослих.
Склад: Морська вода, очищена вода (еквівалент 9 г/л у сольовому еквіваленті).
Противопоказання: Не застосовувати при підвищеній чутливості до морської води. Не застосовувати недоношеним дітям.
Застереження: Для зовнішнього використання. НЕ ВВОДИТИ ІН'ЄКЦІЮ. НЕ КОВАТИ. Для одноразового використання. Не використовуйте пошкоджені (випік ріднини, деформація тощо) або вже відкритий однодозовий контейнер через ризик швидкого бактеріального забруднення. Якщо симптоми не зникають через тиждень або погіршуються, зверніться до лікаря. Про будь-які серйозні інциденти, пов'язані з цим пристроєм, прохання повідомляти виробнику за адресою www.labogilbert.fr та/або компетентний національний орган.
Умови зберігання: Не використовувати після завершення терміну придатності, вказаного на упаковці. Тримати подаль від дітей. **ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.**

MS Vial dos tunggal cucian hidung Marimer disyorkan untuk bayi (tidak termasuk bayi prematang), kanak-kanak dan orang dewasa bagi tujuan cucian hidung.
KOMPOSITE: Air laut, air tulin (bersamaan 9 g/l dalam garam).
KONTRAIINDIKASI: jangan gunakan sekiranya menghidap hipersensitiviti terhadap air laut. Jangan gunakan pada bayi prematang.
AMARAN: UNTUK KESEHATAN LUARAN. JANGAN SUNTIK. JANGAN TELAN. SEKALI GUNA.
jangan gunakan vial dos tunggal yang rosak (tebocoran cecair, perubahan bentuk, dsb.) atau vial yang telah dibuka kerana berisiko mengabihiti pencemaran/bakteria yang rosak. Sekiranya gejala berlanjutan selepas seminggu atau bertambah teruk, dapatkan nasihat doktor anda. Laporkan sebarang insiden serius yang berkaitan dengan peranti ini kepada pengilang melalui www.labogilbert.fr dan/atau kepada Pihak Berkuasa Kompeten negara.
SYARAT PENYIMPANAN: jangan simpan melebihi tarikh luput yang tertera pada kotak, jauhkan daripada cahaya. **JAUHKAN DARIPADA PENGLIHATAN DAN JANGKAUAN KANAK-KANAK.**

AR يوصى باستخدام قبيبات غسل الأنف MARIMER ذات الجرعة الواحدة لغسل الأنف للرضع (بمستثناء الأطفال الخدج) والأطفال والبالغين. التركيبة ماء البحر، ماء مطهي (تركيز الأملاح يعادل 9 غرامات لتر) وموابع الاستخدام. استخدم في حالات فرط الحساسية من ماء البحر. لا تستخدم لدى الأطفال الخدج. تحذيرات محتملة للتلصاح الخارجي. يحظر حقنه، يحظر لعمه، مضمض الاستخدام المتكرر. استخدم القبيبة ذات الجرعة الواحدة إذا كانت ثقفة (تسرب منها السائل أو بها عيب أو ما شابه) ولا تستخدم القبيبة ذات الجرعة الواحدة إذا كانت متفحمة لدينا لخطر التلوث البكتري السريع. إذا استمرت الأعراض لمدة تزيد عن أسبوع أو إذا تفاقمت، استشر الطبيب. في حالة وقوع أي حوادث خطيرة متعلقة بهذا الجهاز، أبلغ الشركة المصنعة عبر www.labogilbert.fr وأو السلطة المعنية المحلي. ظروف التخزين. استخدم بعد مرور تاريخ انتهاء الصلاحية الموضح على الصندوق. يحفظ بعيداً عن الضوء. يحفظ بعيداً عن أنظار الأطفال وممتلكاتهم.

Laboratoires Gilbert
928, Avenue du Général de Gaulle
F-14200 Hérouville Saint-Clair

Blessen Pharma
Bd. Timisoara 100G,
Bucuresti 061327,
ROMANIA

БИЕССЕН ФАРМА България ООД
бул. Марица 21, ет.3,
Пловдив 4003,
БЪЛГАРИЯ

Sole agent in Egypt:
United BioMed for Pharmaceutical & Biological Industries
Address: 20 Joseph Tito St., El Nozha
El Gelede, Cairo,
Tel: 0226217228

UDI

3 518646 674211

20x
5 ml



IG 282035 SM 06/25



marimer

APĂ DE MARE • SEA WATER • ВОДА МОРЕ
МОРСЬКА ВОДА • AIR LAUT
ماء بحر

Разтвор за назална хигиена

Стерилно

100% естествен производ

Засіб для промивання носа

Стерильний засіб

100% натуральні клонини

Cucian hidung

Steril

100% semulajadi

غسول الأنف

معتقم
100% طبيعي

LABORATOIRES
GILBERT

CE
0459



STERILE A



ТОВ «БЮКОДЕКС УКРАЇНА»
пр-т С. Бандери, 28-а (літера Г),
м. Київ, Україна, 04073
+38 044 237 77 84



UATL137

Germax Sdn. Bhd.
10, Jalan PJU 3/48, Sunway
Damansara, 47810 Petaling Jaya,
Selangor, MALAYSIA
Tel: 03-7880 1318
Fax: 03-7880 1381

GMD6622418316A

6 mm

6 mm

17 mm