

# Gyntonique

10 ovule de 2 grame

pe bază de acid hialuronic, acid boric și acid lactic

**Dispozitiv Medical pentru administrare vaginală.**

## Compoziție:

Gliceride semisintetice, sare de sodiu de acid hialuronic, acid boric, acid lactic, acetat de vitamina E, acid 18-beta-gliciretinic, ulei de arbore de ceai.

## Proprietăți:

Gyntonique poate fi un adjuvant non-farmacologic valabil pentru prevenirea vaginozei bacteriene și fungice, deoarece acidul lactic permite restabilirea și menținerea ulterioară a pH-ului vaginal natural, contracarând proliferarea germenilor patogeni și favorizând colonizarea mucoasei de către cei prezenți în mod normal în vagin.

Acțiunea sa este potențată de prezența acidului boric, care nu numai că protejează ovulul, dar ajută și la restabilirea pH-ului vaginal normal.

Acidul hialuronic susține procesele naturale de vindecare a epiteliului vaginal.

## Indicații:

Este indicat pentru a favoriza procesele de reepitelizare a mucoasei vaginale, în prevenirea afecțiunilor vaginale de origine bacteriană și fungică, precum și ca adjuvant în tratamentul acestora.

## Doze și mod de utilizare:

Se introduce 1 ovul în vagin, seara, timp de 10 zile consecutive, dacă medicul nu indică altfel. Se ia un ovul din blister, se separă cele două clape ale ambalajului, se extrage ovulul și se introduce adânc în vagin, după o temeinică curățare intimă.

## Contraindicații:

Hipersensibilitate dovedită a utilizatorului sau a partenerului sexual la componente. Nu utilizați în caz de sarcină sau de alăptare. Utilizarea pe termen lung trebuie să fie limitată la cazurile de necesitate efectivă și sub supraveghere medicală. Deoarece nu sunt testate pentru compatibilitatea cu prezervativele, nu le folosiți înainte de a avea relații sexuale. A nu se utiliza de către persoane cu vârsta mai mică de 18 ani. A nu se utiliza în timpul terapiilor topice concomitente.

## Efecte adverse:

Nu sunt cunoscute. În caz de reacții nedorite, întrerupeți administrarea produsului.

## Avertisment:

Nu utilizați produsul după data de expirare indicată pe ambalaj. Nu utilizați produsul dacă ambalajul nu este intact. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Nu înghițiți.

Nu utilizați după perioada de timp recomandată. Produsul trebuie utilizat numai pe cale vaginală; nu utilizați alte căi de administrare decât cele indicate. Fiecare ovul este de unică folosință.

## Păstrare:

A se păstra la o temperatură care să nu depășească 25° C, ferit de lumină și umiditate.

## Eliminare:

Blister PVC+PE poliacrilat COD: „other 7” plastic. Cutie Carton COD: „PAP 21”. Hârtie.

Ilustrativ hârtie COD „PAP 22”. Hârtie.

Revizuirea 01 din 10/04/2021



**INNATE s.r.l.** Viale Industria, 11/13 – 15067 Novi Ligure (AL) – ITALIA  
info@innate.it

**ICIM S.p.a.** Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – ITALIA

# Gyntonique

10 pessaries of 2 g

based on hyaluronic acid, lactic acid and boric acid

**Medical device for vaginal administration.**

## Composition:

Semi-synthetic glycerides, hyaluronic acid sodium salt, boric acid, lactic acid, tocopheryl acetate, 18-beta-glycyrrhetic acid, tea tree oil.

## Property:

Gyntonique could be a valid non-pharmacological adjuvant for the prevention of bacterial and fungal vaginosis, as lactic acid allows the restoration and subsequent maintenance of the natural vaginal pH, avoiding the proliferation of pathogenic germs and favoring the colonization of the mucosa by the ones that are normally present in the vagina. Its action is enhanced by the presence of boric acid which, in addition to preserving the pessaries, contributes to the restoration of the normal vaginal pH.

Hyaluronic acid promotes the natural healing processes of the vaginal epithelium and making a mechanical barrier.

## Indications:

It is indicated to favor the re-epithelialization processes of the vaginal mucosa, in the prevention of vaginal issue based on bacterial and fungal origin, and as an adjuvant in their treatment.

## Dosage and method of use:

Introduce 1 pessary into the vagina in the evening for 10 days consecutive, unless otherwise indicated by the doctor. Take a pessaries from the blister, separate the two edges of the blister, extract the ovule and insert it deeply into the vagina, after a thorough intimate cleansing.

## Contraindications:

Known hypersensitivity of the user or of the sexual partner to the components. Do not use during pregnancy and lactation. The use for long periods must be limited to cases of real necessity and under medical supervision. As condom compatibility has not been tested, do not use before having sex. Do not use in patients under the age of 18. Do not use during concomitant topical therapies.

## Undesirable Effects:

Not known. In case of undesirable reactions, stop administration of the product.

## Warnings:

Do not use the product after the expiry date indicated on the package.  
Do not use the product if the package is not intact. Keep out of the reach and sight of children.  
Do not swallow. Do not use beyond the recommended time period The product must be used only vaginally, do not use in administration routes other than those indicated.

## Storage:

Store at a temperature not exceeding 25°C, protected from light and humidity.

## Diposal:

Blister: PVC+PE COD: "other 7", plastic. Cartonbox: COD: PAP 21, paper.

Leaflet: COD: PAP 22, paper.

Rev. 01 of 10/04/2021



INNATE s.r.l. Viale Industria, 11/13 – 15067 Novi Ligure (AL) – ITALIA  
Info@innate.it

ICIM S.p.a. Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Country: ITALY