

## **HYALO4 SILVERSPRAY**

*Acid hialuronic sare de sodiu, Argint metalic, Vitamina E*

### **Indicații**

Tratamentul leziunilor cutanate neinfectate (de ex., abraziuni, escoriații, fisuri ale pielii, tăieturi, plăgi chirurgicale mici, arsuri de gradul unu sau doi localizate), piciorul diabetic, tinea pedis și ulcere de decubit.

### **Mecanism de acțiune**

**HYALO4 SILVERSPRAY** este o suspensie sub formă de spray pentru utilizare topică, ce conține acid hialuronic (AH), argint metalic și vitamina E. Combinația de acid hialuronic și argint se află într-o matrice (kaolin și amidon) cu proprietăți de absorbție. Absorbția exsudatului creează un mediu ce facilitează procesul fiziologic de regenerare tisulară și formează, împreună cu AH și argintul, o barieră de protecție împotriva contaminării microbiene. Vitamina E acționează prin formarea unui film care ajută procesul de reepitelizare și favorizează refacerea nivelului optim de hidratare a pielii.

### **Dozaj și mod de utilizare**

- 1) Leziunile se spală înainte de aplicarea spray-ului.
- 2) Recipientul se agită bine timp de câteva secunde înainte de utilizare.
- 3) Ținând recipientul în poziție verticală, se pulverizează de la o distanță de circa 15 centimetri o cantitate de pudră suficientă pentru acoperirea suprafeței tratate.
- 4) Se recomandă ca regiunea tratată să fie acoperită cu un pansament steril.
- 5) Se aplică o dată sau de două ori pe zi, în funcție de situația clinică.
- 6) Produsul este ușor de îndepărtat prin spălarea leziunii cu ser fiziologic

### **Atenționări**

Pentru uz extern: a nu se înghiți sau inhala.

Evitați contactul cu ochii. În cazul producerii contactului, clătiți ochii cu apă din abundență.

Evitați expunerea suprafeței tratate la lumina soarelui.

A se evita contactul direct între recipient și plagă.

În cazul apariției unei reacții adverse, întrerupeți utilizarea produsului și adresați-vă unui medic.

Consultați medicul cu privire la utilizarea prelungită.

Închideți flaconul după utilizare.

A nu se utiliza în cazul deteriorării ambalajului sau a depășirii datei de expirare

### **Compoziție**

Componenta principală: 0,25% acid hialuronic sub formă de sare de sodiu

Alte componente: argint metalic, kaolin, amidon de porumb, vitamina E, ulei de tărâțe de orez, terpinol, disiloxan și gaz propulsor.

### **Contraindicații**

Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componente. Nu se cunosc manifestări ale supradozajului. Nu sunt cunoscute interacțiuni cu medicamente sau produse medicinale. Femeile însărcinate trebuie să se adreseze medicului înainte de a utiliza produsul.

### **Depozitare**

A se depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C

Pericol: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda când este încălzit. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F. A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.



Numărul lotului și data expirării sunt marcate pe fundul recipientului.

Data expirării se aplică produsului nedeteriorat, depozitat în condiții corespunzătoare.

Nu conține niciun gaz propulsor care afectează stratul de ozon.

După utilizare, aruncați produsul în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

**Producător**

Nirial Pharma srl

via Rovani, 7 - 20123 Milano (Italia)

[www.nirialpharma.com](http://www.nirialpharma.com)

**Distribuit de:**

Fidia farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A

35031 Abano Terme (PD) Italia

**Distribuitor local pentru România**

PHARMA PROMOTION SRL

Str. Dimitrie Gusti 8, 010894, sector 1, București, ROMÂNIA

Tel: + 40 21 637 00 47

**Data ultimei revizuirii a prospectului:**

Septembrie 2021

CE 0051