

# KAdermin GYN

## Gel intim protector de unică folosință

### UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

**KAdermin GYN** este un gel intim cu acțiune hidratantă și protectoare, indicat pentru ameliorarea disconfortului, cum ar fi mâncărime, roșeață și senzație de arsură. Datorită combinației sale de ingrediente hidratante și filmogene, ajută la protejarea și restabilirea echilibrului fiziologic în caz de dezvoltare excesivă a florei microbiene locale și la prevenirea iritațiilor.

**INSTRUCIUNI DE UTILIZARE:** Înainte de utilizare, curățați ușor membranele mucoase externe fără a freca, uscați bine și spălați-vă mâinile.

- Scoateți capaculcanulei de pe aplicator.
- Apăsăți ușor tubul pentru a elibera o cantitate de produs.
- Aplicați o cantitate suficientă pe zonele afectate.

Aplicatorul este de unică folosință. Aplicați gelul o dată pe zi, preferabil seara înainte de culcare, timp de 6 zile consecutive sau conform recomandărilor medicului.

### PRECAUȚII:

- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele indicate în prospectul din ambalaj.
- Nu utilizați în cazul leziunilor și/sau ulcerelor mucoasei vaginale.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Produsul nu este destinat utilizării pediatrice.
- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.
- Nu sterilizați.
- Întrerupeți tratamentul în cazul apariției unor reacții cutanate anormale; informați medicul și producătorul.
- În cazul utilizării prelungite peste 7-10 zile, consultați medicul. Durata maximă a tratamentului nu trebuie să depășească 30 de zile.
- Acest dispozitiv medical nu este un produs spermicid sau contraceptiv.

**CONTRAINDICAȚII:** Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj. Hipersensibilitate subiectivă confirmată la ingrediente. Nu sunt cunoscute interacțiuni cu medicamente și substanțe medicamentoase. În cazul apariției unor reacții adverse, informați imediat Producătorul.

**CONDIȚII DE PĂSTRARE:** A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj; data de expirare se referă la produsul în ambalaj intact și depozitat corespunzător. A se păstra la temperatura camerei, evitând expunerea la surse directe de lumină și căldură și/sau umiditate ambientală excesivă; a se evita contactul cu apă.

**COMPOZIȚIE:** Aqua, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Threalose, Lactic Acid, Aloe Barbadensis leaf juice, PVP, Hydroxypropyl Guar, Propylene Glycole, Didecylidimonium Chloride, Isopropyl Alcohol, Sodium Silver Mercaptobenzimidazole Sulfonate.

### AMBALAJ:

6 aplicatoare vaginale de unică folosință a câte 5 ml.

Rev. 1 data 06/02/2024

Testat pentru Nickel, Crom și Cobalt. Fără parabenii.



PAVIA FARMACEUTICI s.r.l.  
Via Vistarino 14/F - 27010 Copiano (PV) - ITALIA

# KAdermin GYN

## Single-use protective intimate gel

**INTENDED USE:** KAdermin GYN is an intimate gel with a moisturising, protective action, indicated for relieving discomfort such as itching, redness and burning. Thanks to the combination of moisturising and film-forming ingredients, it helps to protect and restore physiological balance in the event of excessive development of local microbial flora and to prevent irritation.

**INSTRUCTIONS:** Before use, gently cleanse the outer mucous membranes without rubbing; dry thoroughly and wash hands.

- Remove the cannula cap from the applicator.
- Gently squeeze the tube to dispense some product.
- Apply a sufficient amount to the affected areas.

The applicator is disposable. Apply the gel once a day, preferably at night before going to bed, for six consecutive days or according to medical advice.

### WARNINGS:

- Do not use the product for applications other than the ones indicated in the package leaflet.
- Do not use in the case of injuries and/or ulcers of the vaginal mucosa.
- Keep out of reach of children.
- The product is not intended for paediatric use.
- Do not use if the packaging has been opened or is damaged.
- Do not sterilise.
- Discontinue treatment if abnormal skin reactions occur; inform your doctor and the manufacturer.
- In the event of use beyond 7-10 days, consult a doctor. The treatment must not exceed 30 days.
- The medical device is not a spermicidal or contraceptive product.

**CONTRAINDICATIONS:** Overdose phenomena are not known. Established subjective hypersensitivity to the ingredients. There are no known interactions with drugs or medicinal substances. In the event of undesirable effects, inform the manufacturer immediately.

**STORAGE CONDITIONS:** Do not use after the expiry date indicated on the packaging; the expiry date refers to the product in undamaged packaging, correctly stored. Keep at room temperature, avoiding exposure to direct sources of light and heat and/or excessive ambient humidity. Avoid contact with water.

**INGREDIENTS:** Aqua, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Threalose, Lactic Acid, Aloe Barbadensis leaf juice, PVP, Hydroxypropyl Guar, Propylene Glycole, Didecylidimonium Chloride, Isopropyl Alcohol, Sodium Silver Mercaptobenzimidazole Sulfonate.

### PACKAGING:

Six disposable vaginal applicators (5 ml)

Rev. 1 date 06/02/2024

Tested for Nickel, Chrome and Cobalt. Paraben-free.



PAVIA FARMACEUTICI s.r.l.  
Via Vistarino 14/F - 27010 Copiano (PV) - ITALIA

# **KAdermin GYN**

## **Gel intime protecteur monodoses**

### **USAGE PRÉVU:**

**KAdermin GYN** est un gel intime à l'action hydratante et protectrice, indiqué pour soulager les inconforts tels que démangeaisons, rougeurs et brûlures. Grâce à sa formule associant ingrédients hydratants et filmogènes, il protège et rétablit l'équilibre physiologique local et prévient les irritations en cas de développement excessif de la flore microbienne.

**MODE D'EMPLOI:** Avant utilisation, nettoyer délicatement les muqueuses externes sans frotter, sécher soigneusement et se laver les mains.

- Retirer le bouchon de la canule de l'applicateur.
- Extraire le produit en appuyant délicatement sur le tube.
- Appliquer en quantité suffisante sur les parties concernées.  
L'applicateur est jetable. Appliquer le gel une fois par jour, de préférence le soir avant de se coucher, pendant 6 jours consécutifs ou selon la prescription du médecin.

### **AVERTISSEMENTS:**

- Ne pas utiliser le produit pour d'autres applications que celles indiquées sur la notice.
- Ne pas utiliser en cas de lésions et/ou d'ulcères de la muqueuse vaginale.
- Ranger hors de portée des enfants.
- Le produit n'est pas destiné à un usage pédiatrique.
- Ne pas utiliser en cas d'emballage ouvert ou endommagé.
- Ne pas stériliser.
- En cas de réactions cutanées anormales, interrompre le traitement et informer le médecin et le fabricant.
- Consulter un médecin en cas d'utilisation prolongée au-delà de 7-10 jours. La durée maximale du traitement ne peut être supérieure à 30 jours.
- Le dispositif médical n'est pas un produit spermicide ni contraceptif.

**CONTRE-INDICATIONS:** Aucun phénomène de surdosage connu. Sensibilité subjective accrue aux composants.

Aucune interaction avec des médicaments ou substances médicinales connue. Informer immédiatement le fabricant en cas d'effets indésirables.

**CONDITIONS DE CONSERVATION:** Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage ; ladite date de péremption se réfère à un emballage intact et conservé dans des conditions correctes. Conserver à température ambiante en évitant toute exposition directe à des sources de rayonnement lumineux et de chaleur, et/ou à une humidité ambiante excessive ; éviter tout contact avec l'eau.

**COMPOSITION:** Eau, glycérine, hyaluronate de sodium, thréhalose, acide lactique, jus Aloe Barbardensis, PVP, hydroxypropyl guar, propylène glycol, chlorure de didécyldiméthylammonium, alcool isopropylique, sodium silver mercaptobenzimidazole sulfonate.

### **EMBALLAGE:**

6 applicateurs vaginaux jetables de 5 ml

Rév. 1 date 06/02/2024



**PAVIA FARMACEUTICI s.r.l.**  
Via Vistarino 14/F - 27010 Copiano (PV) - ITALIA

# **KAdermin GYN**

## **Gel intim protector de unică folosință**

### **Single-use protective intimate gel**

## **Gel intime protecteur monodoses**