

marimer

baby

EN 20 disposable filters + 2 nozzles

To be used with baby nasal aspirator MARIMER

[A] TIP

The shape and soft texture of the nasal tip ensures maximum comfort for your baby when inserting it into his or her nose.

[C] FILTER

The filter of the MARIMER nasal aspirator is equipped with a tab so it is easy to change it without getting your hands dirty. The MARIMER filtration technology ensures effective cleaning thanks to its high suction capacity. Mucus is sucked out without forcing and stays trapped in the bulb so it can't flow back into your baby's nose.

Precautions for use

Carefully read the instructions for use written on your nasal aspirator's case. Replace the tip at the first sign of wear and tear. The filters are single-use. Do not reuse them due to the risk of loss of performance and bacterial contamination. Do not boil. Consult your chemist. **KEEP OUT OF SIGHT AND OUT OF REACH OF CHILDREN.**

Warning

If symptoms persist or worsen, consult your doctor. Please report any serious incident related to this device to Laboratoires Gilbert - website: www.labogilbert.fr and/or the competent national authority.

FR 20 filtres jetables + 2 embouts


À utiliser avec le mouche bébé MARIMER

[A] EMBOUT

La forme et la texture douce de l'embout nasal assurent un confort maximum à votre bébé lors de l'introduction dans son nez.

[C] FILTRE

Le filtre du mouche bébé MARIMER est équipé d'une languette pour être changé facilement sans se salir les mains. La technologie de filtration MARIMER assure un mouchage performant grâce à sa grande capacité d'aspiration. Le mucus est aspiré sans forcer et reste stocké dans le réservoir sans retour possible vers le nez de votre bébé.



Précautions d'emploi

Lire attentivement les instructions d'utilisation inscrites sur l'étui de votre mouche bébé. Remplacer l'embout dès le moindre signe d'usure ou de détérioration. Les filtres sont à usage unique. Ne pas les réutiliser au vu du risque de perte des performances et de contamination bactérienne. Ne pas mettre à bouillir. Demandez conseil à votre pharmacien. **TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Mises en garde

Si les symptômes persistent ou s'accroissent, consultez votre médecin. Veuillez rapporter tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif aux Laboratoires Gilbert - site internet : www.labogilbert.fr et/ou à l'Autorité Compétente nationale.

ES 20 filtros desechables + 2 boquillas

Para utilizar con el aspirador nasal para bebé MARIMER

[A] BOQUILLA

La forma y la textura suave de la boquilla nasal garantizan la máxima comodidad para el bebé al introducirla en la nariz.

[C] FILTRO

El filtro del aspirador para bebé MARIMER tiene una lengüeta para poder cambiarlo fácilmente sin mancharse las manos. La tecnología de filtrado MARIMER garantiza una buena extracción gracias a su gran capacidad de aspiración. El moco se aspira sin forzar y se almacena en el depósito sin que pueda volver a la nariz del bebé.

Precauciones de uso

Lea atentamente las instrucciones de uso que se encuentran en el estuche del aspirador para bebé. Cambie la boquilla en cuanto observe signos de desgaste o deterioro. Los filtros son un solo uso. No debe reutilizarlos, ya que podría correr el riesgo de que pierdan su eficacia y se produzca contaminación bacteriana. No se deben hervir. Consulte a su farmacéutico. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS.**

Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.

Advertencias

Si los síntomas persisten o se agudizan, consulte con su médico.

Comunique cualquier incidente grave que se produzca y esté relacionado con este producto a Laboratoires Gilbert - sitio web: www.labogilbert.fr y/o a la Autoridad nacional competente.

BG 20 еднократни филтъра + 2 накрайника

За употреба с MARIMER бебешки аспиратор за нос

[A] НАКРАЙНИК

Формата и меката текстура на накрайника осигуряват максимален комфорт на вашето бебе при поставяне в носа на бебето.

[C] ФИЛТЪРЪТ

Филтърът за MARIMER аспиратора за нос е снабден с лента, която позволява лесна смяна, без да замърсявате ръцете си. Технологията на филтриране MARIMER осигурява ефективно продухване а носа, благодарение на голямата си аспирационна/всмукателна способност. Секретът се изсмуква внимателно и остава в резервоара без възможност да попадне обратно в носа на вашето бебе.

Предпазни мерки при употреба

Прочетете внимателно инструкцията за употреба на кутията за бебешки назален аспиратор. Сменете накрайника при най-малкия признак за износване или влошаване. Филтрите за еднократна употреба. Не използвайте повторно с оглед на риска от загуба на експлоатационни характеристики бактериална замърсяване. Не изварявайте. Посъветвайте се с вашия фармацевт.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

Предупреждения

Ако симптомите продължават или се изострят консултирайте се с вашия лекар. Моля, съобщавайте за всяка нежелана реакция с този продукт на уебсайта на Laboratoires Gilbert www.labogilbert.fr и/или на националния компетентен орган.

RO 20 filtre de unică folosință + 2 aplicatoare

A se utiliza împreună cu aspiratorul

marimer baby

nazal pentru bebeluși MARIMER

[A] APLICATOR

Forma și textura moale a aplicatorului nazal asigură confort maxim pentru bebeluș atunci când este introdus în nas.

[C] FILTRU

Filtrul aspiratorului nazal MARIMER este prevăzut cu o bandă pentru a putea fi înlocuit fără a vă murdări mâinile. Tehnologia de filtrare MARIMER asigură aspirarea eficientă a nasului datorită capacității mari de aspirare. Mucozitățile sunt aspirate delicat și rămân în rezervor, fără risc de a se întoarce în nasul bebelușului.

Precauții de utilizare

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de pe cutia aspiratorului nazal. Înlocuiți aplicatorul la primele semne de uzură sau deteriorare. Filtrele sunt de unică folosință. Nu le reutilizați din cauza riscului de scădere a performanțelor și de contaminare bacteriană. A nu se fierbe. Cereți sfatul farmacistului.

A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.

Atenționări

Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul. Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv către Laboratoires Gilbert - website : www.labogilbert.fr și/sau către autoritatea națională competentă.

20 jednorázových filtrů + 2 koncovky

Určeno pro odsávací hlenů pro kojence MARIMER

[A] KONCOVKA

Tvar a jemná textura nosní koncovky zajišťují vašemu kojenci při zavádění do nosu maximální pohodlí.

[C] FILTR

Filtr nosní odsávací MARIMER je vybaven jazyčkem pro snadnou výměnu filtru bez ušpinění si rukou. Filtrační technologie MARIMER zajišťuje vysoce účinné vysmrkání díky vysokému sacímu výkonu. Hlen je vysáván bez námahy a zůstává uložen v zásobníku, aniž

by se mohl vrátit zpět do nosu vašeho kojence.

Pokyny k použití

Pozorně si přečtěte pokyny k použití uvedené na pouzdře vaší odsávací. Koncovku vyměňte při sebemenších známkách opotřebení nebo poškození. Filtry jsou určeny k jednorázovému použití. Nepoužívejte je opakovaně vzhledem k riziku ztráty účinnosti a riziku bakteriální kontaminace. Nevyvažujte. Poradte se se svým lékařem.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ.

Upozornění

Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k jakékoliv závažné nehodě ve spojitosti s tímto zdravotnickým prostředkem, oznamte to prosím laboratoři Laboratoires Gilbert – webová adresa: www.labogilbert.fr a/nebo vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

INVIMA 2021DM-0023571

Reg. San. Ecu.: 11751-DME-0521

Указания к применению

Внимательно прочтите инструкции по применению, указанные на упаковке вашего отсоса. Кончик смените при первых признаках износа или повреждения. Фильтры предназначены для одноразового использования. Не используйте повторно из-за риска снижения эффективности и риска бактериальной контаминации. Не взвешивайте. Обратитесь к своему врачу.

INVIMA 2021DM-0023571

Reg. San. Ecu.: 11751-DME-0521

Внимание

Если симптомы сохраняются или усугубляются, обратитесь к врачу. В случае возникновения любой серьезной аварии в связи с этим медицинским изделием, пожалуйста, сообщите об этом лабораторию Laboratoires Gilbert – веб-адрес: www.labogilbert.fr и/или национальному компетентному органу.

Важно


Носной отсос MARIMER оснащен язычком для легкой замены фильтра без загрязнения рук. Фильтрационная технология MARIMER обеспечивает высокоэффективное высмаркивание благодаря высокому всасывающему давлению. Слизь всасывается без усилий и остается в резервуаре, не возвращаясь в нос ребенка.

Важно

Если симптомы сохраняются или усугубляются, обратитесь к врачу. В случае возникновения любой серьезной аварии в связи с этим медицинским изделием, пожалуйста, сообщите об этом лабораторию Laboratoires Gilbert – веб-адрес: www.labogilbert.fr и/или национальному компетентному органу.

Важно

Если симптомы сохраняются или усугубляются, обратитесь к врачу. В случае возникновения любой серьезной аварии в связи с этим медицинским изделием, пожалуйста, сообщите об этом лабораторию Laboratoires Gilbert – веб-адрес: www.labogilbert.fr и/или национальному компетентному органу.



FILTRATION TECHNOLOGY

Perfect hygiene

TECHNOLOGIE DE FILTRATION

Hygiène parfaite

TECNOLOGÍA DE FILTRADO

Higiene perfecta

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИЛТРИРАНЕ

Идеална хигиена

TECHNOLOGIE DE FILTRARE

Igienă perfectă

FILTRAČNÍ TECHNOLOGIE

Dokonalá hygiena



ERGONOMIC

Soft nozzle for maximum comfort

ERGONOMIQUE

Embout souple pour un confort maximum

ERGONÓMICO

Boquilla flexible para la máxima comodidad

ЕРГОНОМИЧНОСТ

Мек накрайник за максимален комфорт

ERGONOMIC

Aplicator moale pentru confort maxim

ERGONOMICKÁ

Pružná koncovka pro maximální pohodlí



Année / Year / Año /
Година / An / Rok : 2014



Laboratoires GILBERT
928, avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair - France
IG 667313NOT01 | 05N0113 000110 | EC 06/22

LOGO	EN	FR	ES	BG	RO	CS
	Manufacturer	Fabricant	Fabricante	Производител	Producător	Výrobce
	CE conformity logo	Logo de conformité CE	Logotipo de conformidad CE	«СЕ» маркировка за съответствие	Logo de conformitate UE	Logo shody CE
	Medical device	Dispositif médical	Producto sanitario	Медицинско изделие	Dispozitiv medical	Zdravotnickým prostředkem
	Consult instructions for use	Lire attentivement les instructions d'utilisation	Consultar las instrucciones de uso	Вижте инструкциите за употреба	Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare	Viz návod k použití
	Use by date	Date limite d'utilisation	Fecha límite de utilización	Срок на годност	Data expirării	Datum vypršení platnosti
	Batch Number	Numéro de lot	Número de lote	Партиден номер	Numărul lotului	Číslo šarže
	From birth	Dès la naissance	Desde el nacimiento	От раждането	De la naștere	Od narození