

ISOMAR® OCCHI PLUS - Picături oftalmice pentru OCHI USCAȚI

COMPOZIȚIE:

Apă purificată, Apă de mare hipotonică (20-26%), extract de Jacobaea maritima (0,01%), Apă de flori de Calendula officinalis (0,10%), Apă de flori de Centaurea cyanus (0,10%), Apă de flori de Helichrysum italicum (0,10%), Apă de flori/frunze/tulpini de Euphrasia officinalis (0,001%), Eritritol (0,15%), Propilenglicol (0,25%) Betaină (0,10%), L-Carnitină (0,15%), Hidroxipropilmetilceluloză (0,25%), Hialuronat de sodiu (0,25%).



FLACON MULTIDOZĂ 10ml e
Art.Nr. GA18917

INDICAȚII:

Isomar® Occhi Plus este indicat în mod special pentru tratarea simptomelor ochiului uscat calmând senzația de arsură și iritațiile asociate. **Isomar® Occhi Plus** cu formula sa specială ajută la reducerea simptomelor ochiului uscat prin intermediul următoarelor acțiuni:

- Proprietăți osmoprotectoare:** una dintre cauzele principale ale uscăciunii oculare este secreția lacrimală anormală având ca și cauză afectarea echilibrului osmotic celular. Isomar® Occhi Plus conține complexul Isoeye Plus® (Propilenglicol, Eritritol, Betaină, L-Carnitină) care exercită o acțiune osmoprotectoare, protejând celulele epiteliale ale corneei de leziuni potențiale cauzate de hiperosmolaritate.
- Proprietăți hidratante:** apa de mare hipotonică, apele florale de Albăstrele (Centaurea cyanus), Gălbenele (Calendula officinalis) și Euphrasia și extractul de Jacobaea maritima favorizează hidratarea suprafeței oculare.
- Proprietăți lubrifiante:** Acidul hialuronic și hipromeloza stabilizează filmul lacrimal ajutând la menținerea unei suprafețe oculare lubrificate și hidratate.

Isomar® Occhi Plus aduce alinare în cazul roșeții, senzației de înțepătură, iritației, mâncărimilor și senzației de corp străin, precum și în cazul lăcrimării și oboselii induse de factori cum ar fi: expunerea la vânt și razele solare, praf, polen, smog, căldură uscată, medii cu aer condiționat, expunerea prelungită la ecranele dispozitivelor digitale, lentile de contact. **Isomar® Occhi Plus** poate fi utilizat în timpul purtării oricărui tip de lentile de contact. Pentru o mai mare acțiune lubrifiantă și calmantă, este recomandată administrarea Isomar® Occhi înainte de aplicarea lentilelor de contact.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Pentru o utilizare corectă a produsului vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

- La prima utilizare deschideți ambalajul, îndepărtați sigiliul flaconului și desfaceți dopul;
- Înclinați capul și țineți flaconul răsturnat deasupra ochiului;
- Coborâți delicat cu un deget pleoapa inferioară și presăți gradual flaconul între degete, până când se obține o picătură;
- Puneți 1-2 picături în sacul conjunctival, la fiecare 4-5 ore;
- Închideți ochiul pentru câteva secunde;
- Închideți flaconul imediat după aplicare;
- Dacă este necesar, aplicați și la celălalt ochi.

Produsul poate fi utilizat în termen de 6 luni de la prima deschidere a flaconului.

Dopul cu care este prevăzut **Isomar® Occhi Plus** este special conceput pentru a garanta sterilitatea produsului în timpul utilizării și dozarea optimă. Se recomandă ca asupra flaconului închis să nu se aplice niciun fel de presiune, pentru a evita ca din grila dopului să iasă picături. Este posibil ca la administrare, odată cu epuizarea progresivă a soluției conținute în flacon, să fie necesar să se aplice o forță mai mare.

POPULAȚIA DE PACIENȚI CĂREIA ÎI ESTE DESTINAT ACEST DISPOZITIV MEDICAL:

Dispozitivul medical este destinat utilizatorilor fără cunoștințe de specialitate, cu condiția urmării instrucțiunilor de utilizare furnizate de producător. Dispozitivul medical este destinat pentru utilizare în mediu domestic. Utilizatorului îi sunt furnizate toate informațiile necesare pentru o utilizare corectă și sigură a dispozitivului.

CONTRAINDICAȚII:

Dispozitivul medical nu este indicat persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre ingredientele din compoziție.

AVERTISMENTE:

Înainte de utilizare citiți cu atenție informațiile furnizate de producător. Nu depășiți doza recomandată. Întrerupeți tratamentul în caz de apariție a oricărui efect nedorit. Nu utilizați în asociere cu alte tratamente oftalmice. Nu înghițiți. Produsul este destinat exclusiv utilizării oftalmice. A se păstra în interiorul ambalajului, în loc uscat, departe de lumină și de căldură, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 25°C. Nu găuriți și nu deteriorați ambalajul. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deschis sau deteriorat. Nu utilizați după data de expirare. Data de expirare se referă la produsul în ambalajul nedeschis și depozitat în mod corect. Produsul este destinat pacienților adulți. Nu există date specifice referitoare la utilizarea produsului de către copii și femei însărcinate. A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor. Se recomandă spălarea cu atenție a mâinilor înainte de a aplica soluția. A nu se atinge cu mâinile vârful flaconului. În timpul administrării soluției, se recomandă să nu se atingă conjunctiva cu vârful flaconului. Soluția trebuie să fie utilizată în termen de 6 luni de la prima deschidere a flaconului. Pentru o conservare corectă se recomandă închiderea cu atenție a flaconului după fiecare utilizare. Nu aruncați flaconul în mediu înconjurător, după utilizare.

În caz de incident grav apărut în legătură cu dispozitivul medical, informați imediat producătorul și Autoritatea Competentă a statului membru în care s-a produs incidentul.

INSTRUCȚIUNI DE DOZARE: 1-2 picături pentru fiecare ochi la fiecare 4-5 ore.

Se recomandă alternarea ciclurilor de tratament cu pauze de 7 zile între cicluri.

Fiecare ciclu de tratament nu trebuie să depășească 30 de zile.

AMBALAJ: flacon de 10ml.

Rev. 01.05/2024

PAP 22

RACCOLTA
CARTA



94034693E

MD

DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE

GA18917

STERILE

0477

CE

0477



COSWELL SPA
Via Gobetti 4, 40050
Furno di Argelato (Bo) ITALY
www.coswell.biz