

## [GR] Πληροφορίες για τον ασθενή

**Επίθεμα πλήρους κάλυψης για τραύματα, που εξασφαλίζει ιδανικό περιβάλλον για την επούλωση και την πρόληψη παραμορφωτικών ουλών.**

Το Stratamed είναι ένα ημιπερατό, αυτοσταθεροποιημένο μη κολλώδες επίθεμα τραύματος το οποίο προσκολλάται ελαφρά και καλύπτει την επιφάνεια του κατεστραμμένου δέρματος.

Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, το Stratamed στερεοποιείται ταχέως δημιουργώντας μία προστατευτική μεμβράνη διαπερατή από αέρα και αδιαπέρατη από υγρά (αδιάβροχη), η οποία διατηρεί τη βέλτιστη υγρασία επούλωσης και προστατεύει το προσβεβλημένο δέρμα ή τα ανοιχτά τραύματα από χημική και μικροβιακή διήθηση.

Το Stratamed μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε νυκτερινή τομή ή εκτομή, ανοικτά τραύματα και δερματικές επιφάνειες που έχουν υποστεί λύση της συνέχειάς τους, χημική απολέπιση (πήλινγκ), εκδορές (γδαροσίματα), εγκαύματα 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> βαθμού και μετά από ακτινοθεραπεία.

Το Stratamed είναι βακτηριοστατικό και αδρανές.

**Για ανοιχτά τραύματα και δέρμα που έχει υποστεί λύση:**

Όταν το Stratamed στερεοποιείται, δημιουργεί ένα λεπτό επίθεμα τραύματος το οποίο διατηρεί τη βέλτιστη υγρασία επούλωσης και προστατεύει τις προσβεβλημένες περιοχές. Το Stratamed βοηθάει να δημιουργηθεί ένα ιδανικό περιβάλλον επούλωσης για επιφανειακά τραύματα και εγκαύματα. Το περιβάλλον αυτό οδηγεί σε ταχύτερη επιθηλιοποίηση και μείωση της φλεγμονώδους απόκρισης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον χρόνο αποθεραπείας.

Το Stratamed δε δεσμεύεται ισχυρά πάνω στο τραύμα ή στον νεοσυστάτο κοκκώδη ιστό.

Το Stratamed μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς προστατευτική επίδεση.

**Για πρόληψη και θεραπεία παραμορφωτικών ουλών:**

Το Stratamed μαλακώνει και εξομαλύνει τις ουλές και επιτρέπει την ομαλοποίηση του κύκλου σύνθεσης του κολλαγόνου.

Το Stratamed ανακουφίζει από τον κνησμό και τη δυσφορία, και μειώνει την ερυθρότητα και τον αποχρωματισμό της επιδερμίδας που προκαλούν οι ουλές και οι βλάβες του δέρματος.

Το Stratamed μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε όλες τις επιφάνειες του δέρματος, ακόμη και σε εκτεθειμένες περιοχές όπως το πρόσωπο και ο λαιμός καθώς και στις αρθρώσεις και τις τριχωτές επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται ζύρισμα.

**Το Stratamed αναπτύχθηκε για χρήση σε κάθε είδους επιφανειακά τραύματα, εγκαύματα, εκδορές και αποξέσεις περιλαμβανομένων και αυτών που προκαλούνται από:**

- Οποιαδήποτε χειρουργική και κοσμητική επέμβαση
- Τραύματα
- Εγκαύματα
- Ακτινοθεραπείες
- Δήγματα
- Εκδορές (γδαροσίματα)
- Θεραπείες με χρήση laser, περιλαμβανομένης και της αφαίρεσης τατουάζ
- Χημική απολέπιση (πήλινγκ)
- Δερματική απόξεση
- Κρυσθεραπεία
- Θεραπεία για τα σημάδια της ακμής και άλλες δερματικές παθήσεις

## Ενδεξιμένη χρήση

**Το Stratamed μπορεί να εφαρμοστεί σε ανοιχτά τραύματα, εγκαύματα και περιοχές όπου το δέρμα έχει υποστεί λύση της συνέχειάς του.**

**Το Stratamed χρησιμοποιείται για:**

- Την προστασία και τη διατήρηση βέλτιστης υγρασίας επούλωσης σε επιφανειακά τραύματα, εγκαύματα και δέρμα που έχει υποστεί λύση.
- Για την πρόληψη και θεραπεία των υπερτροφικών, των χηλοειδών και των εκτεταμένων ουλών.

Το Stratamed μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με επεμβατικές μεθόδους μείωσης των ουλών, ώστε να βελτιώσει το αισθητικό αποτέλεσμα, όπως χειρουργική εκτομή και σύγκλιση, ενδοβλαβική έγχυση στεροειδών, θεραπείες laser και χρήση πλειοτικών επιδέσεων.

Το Stratamed δεν περιέχει στεροειδή, αλκοόλ, parabens ή αρώματα και είναι διαφανές και άοσμο.

Το Stratamed είναι κατάλληλο για παιδιά ή άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Το Stratamed μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρέφη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την περίοδο του θηλασμού.

Το Stratamed προορίζεται για χρήση από έναν και μόνο ασθενή.

## Οδηγίες χρήσης



Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά το σωληνάριο των 5, 10 & 20 g, αφαιρέστε το καπάκι προστασίας, κόψτε το στήμιο του σωληναρίου και ασφαλίστε μετά τη χρήση.



Στα σωληνάκια των 50 g, αφαιρέστε το καπάκι προστασίας, στη συνέχεια αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και ασφαλίστε μετά τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το προσβεβλημένο δέρμα ή το τραύμα είναι καθαρό. Απομακρύνετε όσο γίνεται περισσότερο εξίδρωμα ή υγρό από το τραύμα πριν την εφαρμογή του επίθεματος.

Για καλύτερα αποτελέσματα το Stratamed θα πρέπει να παραμείνει σε συνεχή επαφή με το δέρμα.

**Σε δέρμα που φέρει τραύμα ή έχει υποστεί λύση της συνέχειάς του και δεν απαιτείται περίδεση:**

Απλώστε μία πολύ λεπτή στρώση Stratamed στην προσβεβλημένη περιοχή και αφήστε να στερεοποιηθεί. Όταν απλωθεί σωστά στις προσβεβλημένες περιοχές, το Stratamed θα πρέπει να στερεοποιηθεί σε 5-6 λεπτά. Εάν παραμείνει υγρό πέραν αυτού του χρόνου πιθανά έχετε εφαρμόσει περισσότερο από όσο χρειάζεται. Απομακρύνετε την περίσσεια με γάζα ή καθαρό χαρτομάντηλο και αφήστε το υπόλοιπο να στερεοποιηθεί.

Το Stratamed θα πρέπει να εφαρμόζεται μία φορά την ημέρα ή δύο φορές σε εκτεθειμένες περιοχές ή όπως σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. Αφού στερεοποιηθεί, το Stratamed μπορεί να καλυφθεί από αντιληπτική κρέμα, μακιγιάζ, πειστικούς επιδέσμιους ή εκγυαγεία.

Εάν το Stratamed αφαιρεθεί κατά το πλύσιμο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά στην πάσχουσα περιοχή.

**Σε δέρμα με βλάβες ή σε τραύματα τα οποία απαιτούν περίδεση:**

Απλώστε μία πολύ λεπτή στρώση Stratamed και αφού στερεοποιηθεί καλύψτε με την επίδεση. Δεν είναι απαραίτητο να στεγνωθεί.

Το Stratamed θα πρέπει να εφαρμόζεται ξανά σε κάθε αλλαγή της επίδεσης ή ανάλογα με την πορεία επούλωσης του τραύματος ή ανάλογα με τη σύσταση του γιατρού σας.

## Συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας

Το Stratamed συστήνεται για άμεση θεραπεία μετά τις διάφορες επεμβάσεις και θα πρέπει να συνεχίζεται έως την πλήρη αποκατάσταση του δέρματος.

Σε διεργασίες resurfacing και σε επεμβατικές διαδικασίες, η συνεχής χρήση συστήνεται για τουλάχιστον 30 ημέρες ή μέχρι να μην παρατηρείται περαιτέρω βελτίωση.

Για την πρόληψη των παθολογικών ουλών, η χρήση του Stratamed συνιστάται για 60-90 ημέρες το ελάχιστο. Μεγαλύτερες ουλές πιθανά να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Συνιστάται η χρήση έως ότου δεν φαίνεται περαιτέρω βελτίωση της ουλής.

## Πόσο Stratamed θα χρειαστώ?

Το Stratamed έχει μια προηγμένη σύνθεση που απαιτεί λιγότερο προϊόν ανά εφαρμογή συγκρινόμενο με άλλα gel ή κρέμες.

- **To Stratamed 5 g** επαρκεί για θεραπεία ευθύγραμμης τομής μήκους 2-4εκ. και εφαρμογή δύο φορές την ημέρα για πάνω από 90ημέρες.
- **To Stratamed 10 g** επαρκεί για θεραπεία ευθύγραμμης τομής μήκους 5-8 εκ. και εφαρμογή δύο φορές την ημέρα για πάνω από 90ημέρες.
- **To Stratamed 20 g** επαρκεί για θεραπεία ευθύγραμμης τομής μήκους 10-12 εκ. και εφαρμογή δύο φορές την ημέρα για πάνω από 90ημέρες.
- **To Stratamed 50 g** επαρκεί για θεραπεία εκτεταμένης βλάβης εμβαδού 12εκ x 15εκ. και εφαρμογή δύο φορές την ημέρα για πάνω από 60ημέρες.

## Προσοχή

- Μόνο για εξωτερική χρήση.
- Το Stratamed δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τους οφθαλμούς.
- Το Stratamed δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται πάνω από άλλες θεραπείες του δέρματος χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας.
- Το Stratamed μπορεί να ρυτάνει τα ρούχα αν δεν έχει στερεοποιηθεί εντελώς. Εάν αυτό συμβεί, το στεγνό καθάρισμα μπορεί να αφαιρέσει το Stratamed χωρίς να υποστεί κάποια βλάβη το ύφασμα.
- Για σωστή φύλαξη, παρακαλώ ασφαλίστε το σωληνάριο με το καπάκι μετά τη χρήση.
- Εάν το τραύμα σας εμφανίσει σημάδια λοίμωξης ή καθυστερεί η επούλωση του μετά από 30 ημέρες χρήσης του προϊόντος, συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
- Εάν παρατηρήσει ερεθισμό, διακόψετε τη χρήση και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
- Δεν είναι κατάλληλο για υγρές, έντονα εξιδρωματικές πηγές, εγκαύματα 3<sup>ου</sup> βαθμού και συρίγγια.
- Κρατάτε όλα τα φάρμακα σας σε ασφαρές μέρος μακριά από τα παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης (EXP) που αναγράφεται στο σωληνάριο. Η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει από τη στιγμή που θα ανοιχθεί το σωληνάριο.
- Μην χρησιμοποιείται αν το σωληνάριο έχει υποστεί φθορά.
- Δεν απαιτούνται ειδικές μέθοδοι απόρριψης για το Stratamed. Παρακαλώ ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη.
- Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οσβαρά συμβά- νου σχετιζόμενα με τη χρήση του Stratamed θα πρέπει να αναφέρονται στην Stratapharma και στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή στη χώρα που βρίσκεται ο χρήστης.

## ΣΤΕΙΡΟ ΕΓΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

**Συστατικά:** Polysiloxanes, siloxane resin

## [RO] Informații pentru pacienți

**Pansament flexibil pentru contactul direct cu plaga care asigură un mediu umed de vindecare a rănilor și prevenirea cicatricilor anormale.**

Stratamed este o formulă de gel semi-ocluziv, cu autouscare, neaderent și transparent, care se lipește ușor de cea mai superficială piele deteriorată.

Atunci când este utilizat conform instrucțiunilor, Stratamed se usucă pentru a forma un strat protector permeabil la gaze și rezistent la apă, care hidratează și protejează zonele de piele compromise și rănilor deschise împotriva invaziei chimice și microbiene.

Stratamed poate fi aplicat pe incizii și excizii recente, pe rănilor deschise și pe suprafețele cutanate compromise, inclusiv cele rezultate în urma tratamentelor cu laser, peelingurilor chimice, abraziunilor dermice, arsurilor de gradul 1 și 2 și radioterapie.

Stratamed gel este bacteriostatic și inert.

**Pentru plăgi deschise și piele compromisă:**

Stratamed se usucă pentru a forma un pansament subțire și flexibil care hidratează și protejează zonele afectate. Stratamed favorizează crearea unui mediu umed de vindecare a rănilor superficiale și a arsurilor. Acest mediu duce la o reepitelizare mai rapidă și la un răspuns inflamator redus, ceea ce reduce timpul de recuperare post-procedură.

Stratamed nu aderă puternic la patul plăgii sau la țesutul de granulație sau format.

Stratamed poate fi utilizat cu sau fără un pansament protector secundar.

**Pentru prevenirea și tratarea cicatricilor anormale:**

Stratamed inmoaie și aplatizează cicatricile hipertrofice și permite cicatricilor să își normalizeze procesul de sinteză a colagenului, producând o cicatrice matură normală.

Stratamed este utilizat pentru a ameliora pruritul și disconfortul și pentru a reduce roșeața și decolorarea asociate cu pielea deteriorată și plăgile deschise.

Stratamed poate fi aplicat cu usuriță pe toate zonele pielii, inclusiv pe zonele expuse, cum ar fi fața și gâtul, precum și pe articulații și zonele acoperite cu păr, fără a fi nevoie de îndepărtarea acustea.

**Stratamed a fost dezvoltat pentru utilizarea pe toate tipurile de răni superficiale, arsuri, lacerări și abraziuni ale pielii, inclusiv cele rezultate în urma:**

- Chirurgiei generale și estetice
- Traumatismelor
- Arsurilor
- Radioterapie
- Mușcăturilor
- Zgârieturilor
- Terapiei laser, inclusiv pentru îndepărtarea tatuajelor
- Post peeling chimic
- Dermabrazionii
- Crioterapie
- Acnee și alte afecțiuni cutanate

## Indicații:

**Stratamed poate fi aplicat pe răni deschise, arsuri și zone în care integritatea pielii a fost compromisă.**

**Stratamed este recomandat pentru:**

- Protecția și hidratarea rănilor superficiale, a arsurilor și a pielii compromise.
- Prevenirea și tratamentul cicatricilor cu exces de țesut, cheloide și hipertrofice.

Stratamed poate fi, de asemenea, utilizat împreună cu alte terapii invazive de gestionare a cicatricilor pentru a îmbunătăți rezultatele generale, inclusiv post excizii chirurgicale și suturi, injectare intralezională cu produși cortizonici, tratamentele laser și bandaje compresive.

Stratamed nu conține steroizi, alcool, parabeni sau parfumuri și este transparent și inodor.

Stratamed este potrivit pentru copii și pentru persoanele cu piele sensibilă. Stratamed poate fi utilizat la nou-născuți, în timpul sarcinii și în timpul alăptării.

Stratamed este destinat utilizării pentru un singur pacient.

## Instrucțiuni de utilizare



La prima utilizare a tuburilor de 5 g, 10 g și 20 g, îndepărtați capacul, tăiați vârful tubului și reînchideți după administrare.



În cazul utilizării tubului de 50 g, îndepărtați capacul, apoi sigiliul de protecție și reînchideți după administrare.

Asigurați-vă că plaga sau zona afectată este curată. Tamponați ușor cât mai mult exudat în exces sau fluidul plăgii din zona respectivă înainte de aplicare a gelului.

Pentru rezultate optime, Stratamed trebuie menținut în contact direct și continuu cu pielea (24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână).

**Pe pielea deteriorată sau lezată care nu necesită un pansament secundar:**

Aplicați un strat foarte subțire de Stratamed pe zona afectată și lăsați gelul să se usuce. Atunci când este aplicat corect pe zonele afectate, Stratamed ar trebui să se usuce în 5-6 minute. Dacă procesul de uscare durează mai mult, înseamnă ca ați aplicat o cantitate prea mare de gel. Îndepărtați ușor excesul cu un tampon curat pentru a permite uscarea produsului.

Stratamed trebuie aplicat o dată pe zi, sau de două ori pe zi pe zonele expuse sau conform recomandării medicului dumneavoastră. Odată uscat, Stratamed poate fi acoperit cu cremă de protecție solară, produse cosmetice, bandaje compresive sau ghips.

În cazul în care Stratamed a fost îndepărtat prin spălare, trebuie reaplicat.

**Pe pielea deteriorată sau pe plăgile care necesită un pansament secundar:**

Aplicați un strat subțire de Stratamed, apoi acoperiți cu pansament secundar. Nu este necesară uscarea produsului.

Stratamed trebuie reaplicat la schimbarea pansamentului sau la verificarea evoluției plăgii, sau conform recomandării medicului dumneavoastră.

### Durata recomandată a tratamentului

Stratamed este recomandat pentru tratament imediat după procedură și trebuie continuat până la recuperarea completă a pielii.

Post proceduri ablative, se recomandă utilizarea continuă pentru un tratament minim de 30 de zile (24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână) sau până când nu se mai observă nicio îmbunătățire.

Pentru prevenirea cicatricilor anormale, Stratamed este recomandat pentru un tratament minim de 60–90 de zile (24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână). Plăgile sau cicatricile mai mari pot necesita o perioadă mai lungă de tratament.

Se recomandă continuarea utilizării până când nu se mai observă nicio îmbunătățire.

### De cât Stratamed am nevoie?

Stratamed gel este o formulă avansată care necesită mult mai puțin produs pentru fiecare aplicare decât cremele sau gelurile obișnuite.

- **Stratamed 5g** este suficient pentru tratamentul unei plăgi liniare de 2–4 cm, 2 aplicări/zi timp de 90 de zile.
- **Stratamed 10g** este suficient pentru tratamentul unei plăgi liniare de 5–8 cm, 2 aplicări/zi timp de 90 de zile.
- **Stratamed 20g** este suficient pentru tratamentul unei plăgi liniare de 10–12 cm, 2 aplicări/zi timp de 90 de zile sau o zonă de 6×12 cm, 2 aplicări/zi timp de 60 de zile.
- **Stratamed 50g** este suficient pentru tratamentul unei zone de 12×15 cm, 2 aplicări/zi timp de 60 de zile.

### Avertizări

- Doar pentru uz extern.
- A se evita contactul cu ochii.
- Stratamed nu trebuie aplicat peste alte tratamente pentru piele fără autorizarea prealabilă a medicului dumneavoastră.
- Stratamed poate păta hainele dacă nu este complet uscat. În cazul în care apar pete, curățarea chimică ar trebui să fie capabilă să le îndepărteze fără a deteriora materialul.
- Pentru o păstrare corectă, vă rugăm să închideți bine tubul cu capacul prevăzut.
- În cazul în care rana dumneavoastră prezintă semne de infecție sau nu se vindecă după 30 de zile de la aplicarea inițială a produsului, consultați medicul dumneavoastră.
- În cazul în care apare o iritație cutanată, întrerupeți utilizarea și consultați medicul dumneavoastră.
- Nu se recomandă aplicarea pe răni foarte exsudative, tunelizate sau arsură de gradul 3.
- A nu se păstra la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați după data de expirare (EXP) imprimată pe tub. Data de expirare (EXP) nu se modifică odată ce tubul a fost deschis.
- A nu se utiliza dacă tubul este deteriorat
- Stratamed nu necesită metode speciale de distrugere. Vă rugăm să respectați regulamentele locale privind distrugerea.
- În cadrul Uniunii Europene, incidentele severe legate de utilizarea Stratamed trebuie raportate către Stratapharma și către autoritatea competentă respectivă din țara în care este stabilit utilizatorul.

### STERIL PÂNĂ LA DESCHIDERE

**Ingrediente:** Polisiloxani, rășină siloxanică

### [EN] Consumer information

**A full contact flexible wound dressing which provides an optimal wound healing environment and abnormal scar prevention.**

Stratamed is a semi-occlusive, self-drying, non-sticky and transparent gel formulation that lightly bonds to the most superficial damaged skin.

When used as directed Stratamed dries to form a protective layer that is gas permeable and waterproof which hydrates and protects compromised skin areas and open wounds from chemical and microbial invasion.

Stratamed can be applied to fresh incisions and excisions, open wounds and compromised skin surfaces including those from post laser treatments, chemical peels, dermal abrasion, 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> degree burns and radiation therapy.

Stratamed gel is bacteriostatic and inert.

#### For open wounds and compromised skin:

Stratamed dries to form a thin, flexible wound dressing which hydrates and protects affected areas. Stratamed helps create an optimal wound healing environment for superficial wounds and burns. This environment leads to faster re-epithelialization and a reduced inflammatory response, which reduces recovery time post-procedure.

Stratamed does not adhere strongly to the wound bed or the newly formed granulating tissue.

Stratamed can be used with or without a secondary protective dressing.

#### For abnormal scar prevention and treatment:

Stratamed softens and flattens raised scars and allows scars to normalize the collagen synthesis process, producing a normal mature scar.

Stratamed is used to relieve itching and discomfort and to reduce redness and discoloration associated with damaged skin and scars.

Stratamed can be easily applied to all areas of the skin, including exposed areas like the face and neck as well as joints and hairy areas without the need for shaving.

**Stratamed was developed for the use on all types of superficial wounds, burns, skin tears and abrasions including those resulting from:**

- General and cosmetic surgery
- Trauma
- Burns
- Radiation therapy
- Bites
- Grazes
- Laser therapy, including tattoo removal
- Chemical peels
- Dermal abrasion
- Cryotherapy
- Acne and other diseases of the skin

### Intended use

**Stratamed may be applied to open wounds, burns and areas where skin integrity has been compromised.**

**Stratamed is used for:**

- The protection and hydration of superficial wounds, burns and compromised skin.
- The prevention and treatment of keloids, hypertrophic and excessive scars.

Stratamed may also be used in conjunction with invasive scar management options to improve overall results, including surgical excision and resurfacing, intralesional steroid injections, laser treatments and pressure garments.

Stratamed contains no steroids, alcohol, parabens or fragrances and is transparent and odourless.

Stratamed is suitable for children and people with sensitive skin. Stratamed may be used on infants, during pregnancy and while breastfeeding.

Stratamed is intended for single patient use

### Directions for use



On first use of 5g, 10g and 20g tubes remove the cap, cut the nozzle tip of the tube and close with the cap after use.



On 50g tubes remove the cap, then the protective seal and close with the cap after use.

Ensure that the affected skin or wound is clean. Gently pat dry as much excess exudate or wound fluid from the area as possible prior to gel application.

For best results Stratamed should be maintained in continuous contact with the skin (24 hours a day/7 days a week).

#### On damaged or broken skin not requiring a secondary dressing:

Apply a very thin layer of Stratamed to the affected area and allow the gel to dry. When applied correctly to the affected areas, Stratamed should be dry in 5–6 minutes. If it takes longer to dry you have probably applied too much. Gently remove the excess with a clean tissue or gauze and allow the drying process to continue.

Stratamed should be applied once daily, or twice daily to exposed areas or as advised by your physician. Once dry, Stratamed may be covered by sunscreen, cosmetics, pressure garments or casts.

If Stratamed has been removed by washing, it should be reapplied.

#### On damaged skin or wounds requiring a secondary dressing:

Apply a thin layer of Stratamed then cover with the secondary dressing. Drying is not necessary.

Stratamed should be reapplied when changing the dressing or checking the wound progress, or as advised by your physician.

### Recommended duration of treatment

Stratamed is recommended for immediate treatment post procedure and should be continued until the skin has fully recovered.

For resurfacing and ablative procedures, continued use is recommended for a minimum treatment of 30 days (24 hours a day/7 days a week) or until no further improvement is seen.

For abnormal scar prevention, Stratamed is recommended for a minimum treatment of 60–90 days (24 hours a day/7 days a week). Larger scars may take longer.

Continued use is recommended until no further improvement is seen.

### How much Stratamed do I need?

Stratamed gel is an advanced formulation that requires substantially less product per application than typical creams or gels.

- **Stratamed 5g** is enough to treat a 2–4 cm linear incision twice per day for over 90 days.
- **Stratamed 10g** is enough to treat a 5–8 cm linear incision twice per day for over 90 days.
- **Stratamed 20g** is enough to treat a 10–12 cm linear incision twice per day for over 90 days or an area of 6×12 cm twice per day for over 60 days.
- **Stratamed 50g** is enough to treat an area of 12×15 cm, twice per day for over 60 days.

### Caution

- For external use only.
- Stratamed should not be placed in contact with the eyes.

- Stratamed should not be applied over other skin treatments without the advice of your physician.
- Stratamed may stain clothing if not completely dry. If staining occurs, dry cleaning should be able to remove it without damaging the fabric.
- For correct storage please reclose the tube tightly with the cap.
- Should your wound show signs of infection or fail to heal after 30 days of initial product application consult your physician.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.
- Not suitable for highly exudative wounds, tunneling wounds or 3<sup>rd</sup> degree burns.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the tube. The expiration (EXP) date does not change once the tube has been opened.
- Do not use if the tube is damaged.
- Stratamed does not require special disposal methods. Please follow your local disposal regulations.
- Within the European Union, serious incidents related to the use of Stratamed should be reported to Stratapharma and the respective competent authority in the country the user is established.

### STERILE UNTIL OPENED

**Ingredients:** Polysiloxanes, siloxane resin



Ιατροτεχνολογικό προϊόν  
Dispositiv medical  
Medical device



Συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης  
Consultati prospectul atasat.  
Consult instructions for use



Να φυλάσσεται σε ασφαles μέρος μακριά από τα παιδιά  
A nu se lasă la îndemâna copiilor  
Keep out of the reach of children



Ανάλυση έως  
A se utiliza până la data de  
Use by date



Αριθμός παρτίδας  
Lot nr.  
Batch code



ημερομηνία παραγωγής  
Data fabricației  
Date of manufacture



Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας  
Sterilizat prin iradiere  
Sterilized using irradiation



Σύστημα μονού στείρου φραγμού  
Sistem unic de protecție sterilă  
Single sterile barrier system



Μην χρησιμοποιείτε αν το σωληνάριο έχει υποστεί φθορά  
A nu se utiliza în caz de ambalaj deteriorat  
Do not use if the tube is damaged



Stratapharma AG  
Aeschenvorstadt 57  
CH-4051 Basel  
Ελβετία / Elvetia /  
Switzerland



**Εισαγωγέας στην  
Ευρωπαϊκή Ένωση /  
Importator în Uniunea  
Europeană /  
Importer to the European  
Union:**  
Stratapharma Limited  
Clifton House  
Fitzwilliam Street Lower  
Dublin 2, D02 XT91  
Δημοκρατία της Ιρλανδίας /  
Republica Irlandeză /  
Republic of Ireland



Freyr Life Sciences GmbH  
Marie-Curie-Straße 8  
D-79539 Lörrach  
Γερμανία / Germania /  
Germany

### Υπεύθυνος διανομής για Ελλάδα:

MEDITRINA ΕΠΕ  
Ηρακλείτου 117  
15238 Χαλάνδρι, Αττική  
Τηλ: 210 6726260  
info@meditrina.gr

### Distributor exclusiv în România:

MEDITRINA PHARMACEUTICALS SRL  
Intrarea Măguriștea Nouă, nr. 7–7A  
Sector 1, București  
Telefon: 021.211.71.83  
info.romania@meditrina.eu

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών χρήσης / Data modificării informațiilor / Date of preparation of this information  
06/2023



www.stratamed.com



MS000GR0P108-0623