

# Urocultor steril cu etichetă aplicată 120 ml

**Instrucțiuni de utilizare:** Deschideți ambalajul de protecție. Scrieți datele pe eticheta corespunzătoare. Colectați urina în recipient. Închideți cu grijă recipientul cu capacul cu șurub special. **Atenționări:** nu deschideți ambalajul înainte de utilizare. Nu utilizați produsul dacă acesta a expirat sau dacă ambalajul nu este intact. A se păstra într-un loc uscat. Eliminați conform legislației în vigoare.

Distribuitor: Origo Medical DE Srl - Cluj Napoca, Str. Fântânele 18, T: 0264.416.565, M: 0769.217.065  
[www.origomedical.ro](http://www.origomedical.ro)