

Coprocultor steril cu etichetă aplicată 60 ml

Instrucțiuni de utilizare: Deschideți ambalajul de protecție. Scrieți datele pe eticheta corespunzătoare. Colectați scaunul (materiile fecalele) în recipient. Închideți cu grijă recipientul cu capacul cu șurub special. **Atenționări:** nu deschideți ambalajul înainte de utilizare. Nu utilizați produsul dacă acesta a expirat sau dacă ambalajul nu este intact. A se păstra într-un loc uscat. Eliminați conform legislației în vigoare.