

GUMREZERVE SONICE- SOFT

Rezervele GUM SONICE sunt concepute pentru o extra curatare zilnica.
Pentru a inlocui capul rezervei: tineti periuta si indepartati capul rezervei
utilizate. Inlocuiti cu o rezerva noua si impingeti. Se recomanda schimbarea
rezervei la 3 luni. Utilizati numai rezerve GUM.

FABRICAT IN CHINA

PRODUCATOR SUNSTAR EUROPE SA, CH-1163 ETOY

DISTRIBUITOR SPOTLIGHT SRL, CONSTANTA,

STR. POPORULUI, NR. 8A

www.spotlightmed.ro